

26543

26843

BANDAGES HERNIAIRES

CEINTURES - BAS POUR VARICES

ACCESSOIRES



EXPOSITION DE LONDRES 1906
HORS CONCOURS

EXPOSITION DE BRUXELLES 1910
GRAND PRIX

DRAPIER & FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol, 7

PARIS (1^{re})

Téléphone } 3083-46
106-45

• • Succursale : 17, Avenue de l'Opéra • •

Maison **DRAPIER & FILS**

FONDÉE EN 1829

VAN STEENBRUGGHE & BRETON, Successeurs

FOURNISSEURS DES HOPITAUX CIVILS ET MILITAIRES

Récompenses aux Expositions de Paris 1855, 1867, 1878

* Liège 1905 * Milan 1906 * Saragosse 1908 *

Londres 1908 : Membre du Jury - HORS CONCOURS

* * Bruxelles 1910 : GRAND PRIX * *

Téléphone 106-45
3083-46

Téléphone 106-45
3083-46



41 - Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol - 7

(à l'angle de ces deux voies)

OMNIBUS et TRAMWAYS : Station du Châtelet

• • • MÉTROPOLITAIN : Station du Châtelet

PARIS (1^{er} Arrond^t)

ATELIERS : 41, Rue de Rivoli, à Paris • •

et 23 bis, Avenue de Paris, à Choisy-le-Roi (Seine)

26543

SUCCURSALE : 17, Avenue de l'Opéra

Envoi sur demande de nos Catalogues :

1^{re} Partie : INSTRUMENTS DE CHIRURGIE — MOBILIER CHIRURGICAL

2^e — ORTHOPÉDIE — PROTHÈSE — APPAREILS POUR FRACTURES

3^e — LITS MÉCANIQUES — APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS

4^e — MÉCANOTHÉRAPIE



Les figures et dispositions du présent Catalogue étant notre propriété exclusive, nous nous réservons de prendre, vis-à-vis des contrefacteurs, toutes mesures de droit.

1911



Fig. 300. — Nouveau four à gaz fonctionnant dans nos Ateliers pour la trempe des ressorts.

INTRODUCTION



MONSIEUR LE DOCTEUR,

Nous avons l'honneur de présenter au Corps Médical un nouveau Recueil de nos Appareils.

Nous nous sommes efforcés au fur et à mesure de l'évolution des méthodes scientifiques et des progrès de la mécanique industrielle, de transformer notre technique et nous avons la certitude de vous offrir un Arsenal absolument au point.

Depuis la fondation de notre Maison en 1829, nous nous sommes toujours attachés à fournir à des prix raisonnables des Appareils d'une qualité et d'une application irréprochables.

Dans la présentation des Appareils ci-après nous avons ajouté quelques considérations pratiques basées sur une très longue expérience.

Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, nos salutations les plus empressées.

DRAPIER et FILS.



Fig. 33

BANDAGES HERNIAIRES



Fig. 193. — Pelote dite « Bec-de-corbin ». Fig. 19'. — Pelote dit




Fig. 34

Indications à envoyer en faisant la demande d'un Bandage

1. — Circonférence du corps prise étant debout à l'endroit où s'applique le bandage (c'est-à-dire sur le gros des hanches, un peu au-dessous des crêtes iliaques comme dans les deux figures ci-dessus) pour les Hernies inguinales et crurales.
2. — Et à la taille en passant par le nombril pour les Hernies ombilicales (voir les deux figures ci-dessus).
3. — Y a-t-il malformation du bassin consécutive à une coxalgie, luxation congénitale, amputation, etc. Dans ce cas, donner en plus de la circonférence totale, la demi-circonférence du centre du pubis au centre du rachis pour chaque côté séparément.
4. — Genre de la Hernie. Est-elle inguinale, crurale, ombilicale?
5. — Côté de la Hernie (droit, gauche ou des deux côtés).
6. — Volume de la Hernie ou des Hernies (grosueur d'une amande, d'une noix, d'un œuf, d'une pomme). Tombe-t-elle dans le scrotum?
7. — La ou les Hernies rentrent-elles facilement et complètement?
8. — Age, sexe et profession du sujet.
9. — Constitution grasse ou maigre.
10. — Le sujet est-il habituellement constipé?
11. — Le sujet tousse-t-il fréquemment?
12. — Le sujet porte-t-il actuellement un bandage?

NOTA. — Des feuilles de mesures sont envoyées sur demande.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'APPLICATION DES BANDAGES DRAPIER

Nos ressorts de bandages inguinaux sont construits de façon à se placer sur le bassin sur un plan presque horizontal; en avant, légèrement ascendant, *c'est-à-dire passant un peu au-dessous des crêtes iliaques*; puis en arrière, horizontalement à deux travers de doigts au plus, au-dessus du sillon inter-fessier.

— La pelote en forme de poire (fig. 193) sera employée de préférence pour les pointes de hernies ou pour les hernies de la grosseur d'une petite noix, elle devra porter de façon à couvrir les orifices interne et externe du canal inguinal.

— La pelote en forme de bec de corbin (fig. 193) employée dans les hernies inguinales de la grosseur d'une noix, d'un œuf de poule ou de dinde devra être amenée en avant vers la verge.

— Plus la hernie sera volumineuse et plus l'application de la pelote vers la verge donnera d'efficacité à la contention.

— Le sous-cuisse sera fixé sur le côté du bandage et viendra se rattacher au

bouton inférieur du bas de la pelote et serré modérément; dans les bandages cruraux, la fixation du sous-cuisse se fera le plus près possible de la pelote.

— Dans les hernies inguino-scrotales et scrotales, la pelote en bec de corbin sera remplacée par la pelote dite anatomique (voir fig. 224, page 6) et pour augmenter l'adhérence de la pelote vers la verge, le prolongement de la pelote formant sous-cuisse sera boutonné du côté opposé à la hernie.

— La peau sera bien tirée sous le bandage et sous la pelote en particulier pour éviter les plis qui amènent des escharres.

— Le bandage devra être entretenu dans le plus grand état de propreté possible; nous conseillons de l'entourer d'une toile que l'on changera souvent.

Il y aura avantage à saupoudrer de poudre de talc les parties sur lesquelles porte le bandage et en particulier la région herniée.

— Enfin le bon fonctionnement de la peau sera entretenu par des lotions alcoolisées journalières.

BANDAGES INGUINAUX

Hernies du Premier Degré

BANDAGES

SIMPLES



Fig. 194.

Modèle des Hôpitaux. 6 » | Demi-fin. 15 »
Bon ordinaire (fig. 194). 10 » | Fin. 20 »

Les Bandages de la série fig. 195 sont destinés à des sujets n'exerçant pas de travaux pénibles, le ressort très ajusté donne un ensemble léger.




Fig. 195.

Fin (fig. 195). 20 » | Extra-fin. 30 » | Fil d'acier très mince. 30 »



Fig. 198.

Bandage à ressort circulaire dit "Camper"

Le ressort de ce bandage entoure les 9/10^e du bassin et par suite de ce dispositif ne prend pas de point d'appui sur la colonne vertébrale, endroit où la pression des bandages est la moins bien tolérée. C'est le plus confortable de tous les bandages et celui qui a la plus grande efficacité. Il convient à tous les hernieux en général, et en particulier aux personnes sensibles et aux vieillards chez lesquels les fesses souvent fuyantes ne permettent pas aux bandages ordinaires de tenir en place.

Ordinaire. . 40 » | Fin (fig. 198) 50 »

POINTES DE HERNIES ET HERNIES DU VOLUME D'UNE NOIX



Fig. 210. Collection Drapier et fils.
Hernie gauche du volume d'une noix (1^{er} degré)
Pour les Mesures, voir page 3.



Fig. 200.

Bandage simple à brisures de Drapier et à pelotes mobiles

Ce modèle se recommande par sa douceur au point d'appui de la colonne vertébrale et par l'extrême facilité avec laquelle chacun de ses pelotes ou ressorts peuvent être remplacés.

Fin (fig. 200). 40 »



Fig. 201.

Bandage double à brisures de Drapier et à pelotes mobiles

Ce modèle se recommande par sa douceur au point d'appui dorsal et par l'extrême facilité avec laquelle chacun de ses pelotes ou ressorts peuvent être remplacés.

Fin (fig. 201) 50 »

BANDAGES

DOUBLES



Fig. 195.

Modèle des Hôpitaux. 10 » | Demi-fin. 25 »
Bon ordinaire 15 » | Fin. 30 »



Fig. 197.

Fin (fig. 197). 30 » | Extra-fin. 45 » | Fil d'acier très mince 45 »

Les Bandages de la série fig. 197 sont destinés à des sujets n'exerçant pas de travaux pénibles, le ressort est étroit, la garniture très ajustée donne un ensemble léger.




Fig. 199.

Bandage double à ressort circulaire

Dans les Bandages doubles, la pression au niveau des apophyses épineuses de la colonne vertébrale est toujours assez pénible, le modèle fig. 199 évite cette pression, qui se répartit sur les côtés, le ressort passe comme un pont sur le rachis. C'est le plus confortable des bandages doubles et celui qui a la plus grande efficacité. Il convient à tous les hernieux et en particulier aux personnes sensibles et aux vieillards aux fesses plates ou fuyantes.

Ordinaire (fig. 199). 60 » | Fin 75 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

Hernies du Second Degré

HERNIES DU VOLUME D'UN ŒUF DE POULE OU DE DINDE

BANDAGES SIMPLES




Fig. 211.

Les Bandages de la série fig. 211 sont faits avec une garniture large et bien cousinée, ils sont destinés à des sujets exerçant des travaux fatigants ou à des hernieux maigres.

Modèle des Hôpitaux 6 »
Bon ordinaire . . . 10 »
Demi-fin . . . 15 »
Fin. (fig. 211) . . . 20 »

Les Bandages de la série fig. 212 sont destinés à des sujets n'exerçant pas de travaux pénibles, le ressort est étroit et la garniture très ajustée donne un ensemble léger.

Fin (fig. 212) . . . 20 »
Extra-fin . . . 30 »
Fil d'acier très mince . . . 30 »




Fig. 212.




Fig. 219. *Collection Drapier et fils.*
Hernie gauche du volume d'un œuf (2^e degré).
Pour les Mesures, voir page 3.




Fig. 213.



Fig. 214.

Bandage à ressort circulaire dit "Camper"

Le ressort de ce bandage entoure les 9/10^e du bassin et par suite de ce dispositif ne prend pas de point d'appui sur la colonne vertébrale, endroit où la pression des bandages est la moins bien tolérée. C'est le plus confortable de tous les bandages et celui qui a la plus grande efficacité. Il convient à tous les hernieux en général, et en particulier aux personnes sensibles et aux vieillards, chez lesquels les fer-sees souvent luyantes ne permettent pas aux bandages ordinaires de tenir en place.

Ordinaire . . . 40 » | Fin (fig. 213) . . . 50 »

Bandage simple à brisures de Drapier et à pelotes mobiles

Ce modèle se recommande par sa douceur au point d'appui de la colonne vertébrale et par l'extrême facilité avec laquelle chacun de ses pelotes ou ressorts peuvent être remplacés.

Fin (fig. 214) . . . 40 »

BANDAGES DOUBLES

Les Bandages de la série fig. 216 sont faits avec une garniture large et bien cousinée, ils sont destinés à des sujets exerçant des travaux fatigants ou à des hernieux maigres.

Modèle des Hôpitaux 10 »
Bon ordinaire . . . 15 »
Demi-fin . . . 25 »
Fin. 30 »




Fig. 216.




Fig. 217.

Les Bandages de la série fig. 217 sont destinés à des sujets n'exerçant pas de travaux pénibles, le ressort est étroit, la garniture très ajustée donne un ensemble léger.

Fin 30 »
Extra-fin . . . 45 »
Fil d'acier très mince . . . 45 »



Fig. 215.




Fig. 218.

Bandage double à brisures de Drapier et à pelotes mobiles

Ce modèle se recommande par sa douceur au point d'appui dorsal et par l'extrême facilité avec laquelle chacun de ses pelotes ou ressorts peuvent être remplacés.

Fin (fig. 215) . . . 50 »

Bandage double à ressort circulaire

Dans les bandages doubles, la pression au niveau des apophyses épineuses de la colonne vertébrale est toujours assez pénible, le modèle fig. 218 évite cette pression, qui se répartit sur les côtés, le ressort passe comme un pont sur le rachis. C'est le plus confortable des bandages doubles et celui qui a la plus grande efficacité. Il convient à tous les hernieux et en particulier aux personnes sensibles et aux vieillards aux fesses plates ou fuyantes.

Ordinaire (fig. 218) 60 » | Fin. 75 »

Hernies du Troisième Degré

HERNIES INGUINO-SCROTALES ET SCROTALES

BANDAGES SIMPLES



Fig. 15.

Bandage large

Ordinaire . 15 » | Fin. . . 20 »

Les Bandages de la série fig. 15, sont destinés à des sujets peu fortunés se livrant à des travaux pénibles, qui ne peuvent faire l'acquisition des bandages à pelote anatomique fig. 16. Ces bandages sont construits avec des ressorts à grande puissance mais larges et très matelassés.



Fig. 222.




Fig. 16.

Bandage à pelote anatomique à ressort simple large. . . 30 »

Les Bandages de la série fig. 16, sont établis avec un ressort simple dépassant de 5 cm environ le centre du rachis, il est d'une forte pression, mais large et bien matelassé. Sa pelote dite anatomique, embrasse une large surface et s'oppose bien à la descente de la hernie.



Fig. 220. Collection Drapier et fils.
Hernie scrotale droite.



Fig. 221. Collection Drapier et fils.
Même sujet, vu la hernie réduite par un bandage à ressort circulaire (fig. 224).

Par suite de négligence ou après avoir fait usage de mauvais bandages, de nombreux hernieux sont porteurs de hernies scrotales volumineuses qui, de l'avis de la majorité des Chirurgiens ne sont pas justiciables de la cure radicale.

Ces malades ont ainsi des hernies qui constituent une véritable infirmité empoisonnant leur existence journalière.

Nous nous sommes fait une spécialité du maintien de ces grosses hernies scrotales et lorsqu'elles sont entièrement réductibles, nous pouvons affirmer la certitude de leur contention, sauf quelques exceptions fort rares. C'est ainsi que nous avons pu améliorer chez des adultes jeunes notamment, des hernies scrotales au point de les ramener au 1^{er} degré, n'exigeant plus que le maintien d'un bandage léger.

La construction et l'application de ces bandages étant très délicates, il y aura avantage, chaque fois que cela sera possible, à nous adresser le sujet afin de pouvoir apporter toute la précision désirable à la confection du bandage.

Pour les Mesures, voir page 3.

Les fig. 222 et 223 sont destinées à montrer la différence de longueur des ressorts constituant les bandages fig. 16 et 224. On se rend compte à simple examen de la supériorité de contention et de la facilité de tolérance du bandage fig. 224.

Les Bandages de la série fig. 224, sont ceux que nous recommandons, à l'exclusion de tous autres, pour la contention des hernies scrotales. Grâce au ressort de Camper (fig. 223) qui em. rasse les 9/10 du bassin, malgré la grande puissance de son large ressort, il est beaucoup mieux toléré que les bandages fig. 222, car il ne prend aucun point d'appui sur la colonne vertébrale. La pelote large et de forme anatomique s'oppose puissamment à la sortie de la hernie; en tout cas c'est le seul appareil qui pourra être appliqué chez les sujets ayant les fesses plates.




Fig. 17.

Bandage à brisures et avec pelote anatomique mobile, modèle Drapier et Fils. 50 »

Les Bandages de la série fig. 17 possèdent un point d'appui dorsal en 8 de chiffre très matelassé et de plus permettent le remplacement avec une grande facilité des pelotes ou ressorts.



Fig. 223.




Fig. 224.

Bandage à pelote anatomique avec ressort large circulaire de Camper . . . 50 »

HERNIES INGUINO-SCROTALES et SCROTALES

BANDAGES DOUBLES




Fig. 19.

Bandage double large (fig. 19).

Ordinaire . . . 20 » | Fin. 30 »

Les bandages de la série fig. 19 sont destinés à des sujets peu fortunés qui ne peuvent faire l'acquisition de bandages à pelote anatomique (fig. 20) et qui se livrent à des travaux pénibles. Les ressorts de ces bandages sont d'une grande puissance, mais larges et très matelassés.




Fig. 20.

Bandage double à pelote anatomique

Ordinaire . . . 30 » | Fin (fig. 20). . . 45 »

Les bandages de la série fig. 20 sont établis avec deux ressorts larges s'arrêtant en arrière au niveau des apophyses épineuses de la colonne vertébrale. Les points d'appui en arrière sont très matelassés et étendus. Les pelotes anatomiques sont très larges.




Fig. 22.

Bandage double à brisures et à pelotes mobiles anatomiques de Drapier

Ordinaire . . . 60 » | Fin. 75 »

Les bandages de la série fig. 22 possèdent un point d'appui dorsal en 8 de chiffre très matelassé qui adoucit beaucoup la compression des ressorts au point d'appui du dos. Le remplacement des pelotes ou ressorts est très facile avec ce modèle.




Fig. 21

Bandage double à ressort circulaire large de Camper.

Ordinaire (fig. 21) 70 » | Fin . . . 85 »

Les bandages de la série fig. 21 ont un ressort qui ne comprime pas sur la colonne vertébrale, il est beaucoup mieux toléré que les autres bandages. Ils conviennent surtout pour les anatomies maigres et pour les vieillards à fesses plates ou fuyantes.

HERNIES INGUINO-SCROTALES avec ÉVENTRATION LATÉRALE




Fig. 223. Hernie du 2^e degré avec forte dilatation latérale de toute la région pubienne. Collection Drapier et fils.




Fig. 226.

Bandage modèle Drapier et Fils.

Dans les cas de hernies doubles volumineuses tenant toute la région pubienne, il y a avantage à employer l'appareil du type fig. 226. Le dispositif central employé embrasse toute la région réduisant à la fois l'éventration et les hernies. Le ressort circulaire bien capitonné et large, d'une force moyenne, donne un embrasement rigide et d'une certaine souplesse pourtant, qui est aisément supporté.

Pour Mesures, voir page 3.

Prix: 75 »



Fig. 227. Le même sujet, vu avec un bandage Drapier et fils. Collection Drapier et fils. (fig. 226).

HERNIES VOLUMINEUSES AVEC ÉVENTRATION LATÉRALE (Suite)



Fig. 228. *Collection Drapier et fils.*
Hernie gauche du 3^e degré chez une femme
avec éventration volumineuse.




Fig. 229.

Dans le cas fig. 228, la hernie très volumineuse du côté gauche chez une femme obèse, s'accompagne d'éventration latérale embrassant toute la région du pubis et retombant sur les cuisses.

La hernie est parfaitement réduite et maintenue par un bandage du type fig. 229, muni d'une pelote très large, de genre anatomique et de forme adaptée au cas, montée sur large ressort circulaire de Camper. . . . Prix. 60 »



Fig. 230. *Collection Drapier et fils.*
Le même sujet vu avec le bandage fig. 229, la hernie
et l'éventration étant complètement réduites

HERNIES AVEC DILATATION BANDAGES " PERFECTUS "

Modèle DRAPIER & Fils




Fig. 202.

bandage " Perfectus " pour hernies au
1^{er} degré avec dilatation.

Prix : Ordinaire. 40 »
Fin (fig. 202). 50 »

Dans les cas de hernies accompagnées de dilatation nous employons des bandages du type courant, page 4 et 5, mais avec des pelotes plus renflées en largeur.

Lorsque la dilatation est très marquée nous employons nos modèles dits " Perfectus " (fig. 202 et 203).

Ces bandages doubles sont composés de deux ressorts relativement faibles comme force, très bien tolérés par les hernieux.

Ils s'attachent dans le dos.

Les pelotes sont à vis et réglables en avant.

Pour les Mesures, voir page 3.



Fig. 203.

Bandage " Perfectus " pour hernies au
2^e degré et hernies inguino-scrotales, avec
forte dilatation.

Prix : Ordinaire. 50 »
Fin (fig. 203) 70 »

HERNIES INGUINALES AVEC PTOSE ABDOMINALE




Fig. 47

Ceinture-Maillot pour ptose abdominale

Ordinaire (jusqu'à 20 c/m de hauteur). . .	20 »
Moyenne.	30 »
Fine	40 »



Fig. 231. Collection Drapier et fils.
Sujet vu avec une ceinture-maillot et le bandage

Chez les hernieux ayant beaucoup maigri, les vieillards, les dyspeptiques, la hernie est fréquemment accompagnée de ptose abdominale. Nous employons dans ces cas avec succès le port d'une ceinture-maillot en tissu souple enveloppant l'abdomen et soutenant la ptose; le bandage est placé sur la ceinture et assure un maintien absolu de la hernie.



Fig. 196

Tous les bandages inguinaux des pages 4, 5 et 6, peuvent être employés avec la ceinture-maillot.

HERNIES DOUBLES DE VOLUME DIFFÉRENT




Fig. 22



Fig. 193
Pelote dite "Bec-de-Corbin" | Pelote dite "Poire"




Fig. 21

Les hernies doubles sont fréquemment d'un volume différent, dans ces cas nous employons les mêmes appareils, aux mêmes prix, que ceux décrits aux pages 4, 5 et 6 et dont nous reproduisons ci-dessus quelques figures; la fig. 193 représente le bandage destiné à un hernieux porteur d'une hernie droite du volume d'un œuf de dinde et d'une hernie gauche du volume d'une noix; la fig. 22 représente

le bandage pour hernie scrotale à droite et du volume d'un œuf à gauche; enfin la fig. 21 indique le bandage pour une hernie scrotale droite et inguino-scrotale gauche.

HERNIES INGUINALES IRRÉDUCTIBLES

VOLUME D'UNE NOIX ou D'UN ŒUF DE POULE ou de DINDE

Dans les cas de hernies irréductibles du volume d'une noix à une pomme, nous employons des bandages à pelote concave qui localisent la tumeur comme dans le creux de la main (voir fig. 232.)

Souvent à la suite de la compression prolongée, la hernie cède peu à peu, il suffit alors de bourrer progressivement la concavité de la pelote, afin d'assurer l'appui



Bandage à pelote concave (fig. 232).
Ordinaire . . . 20 » | Fin . . . 30 »
Avec ressort circulaire de Camper. . . 40 »
Fin. 50 »

constant de celle-ci sur la hernie jusqu'au jour où la réduction étant totale, nous substituons un bandage à pelote convexe à celui à pelote concave.

Les modèles à 30 et 50 francs permettent de substituer une pelote convexe lorsque la réduction est acquise en utilisant le même ressort moyennant un supplément de 10 fr. pour la pelote convexe.

GROSSES HERNIES SCROTALES IRRÉDUCTIBLES

Quand une hernie scrotale-épiplœique ne rentre plus et a pris des proportions considérables, nous employons l'appareil suspenseur ci-contre dont la poche, en tissu peau de diable, offre, en même temps qu'une grande douceur, une grande force de contention. La ceinture de cet appareil en tissu large, bordée

de peau de chamois, a pour but de soutenir non seulement la poche, mais encore de s'opposer à la sortie de nouvelles portions intestinales.

Dans certains cas : réduction partielle de la hernie, dilatation considérable, etc. ; une pelote herniaire fixée à l'intérieur de la ceinture, rend de grands services.




Fig. 106.

PRIX :

Suivant la taille . . . 25 » à 30 » et 35 »
Pelote herniaire, en plus 5 »

Mesures :

Donner la circonférence sur le gros du bassin ;
— du scrotum dans le sens horizontal.
Longueur du scrotum en allant d'un entre-jambe à l'autre.
Quel est le côté du scrotum qui est le plus gros ?
De quel côté la verge se trouve-t-elle déplacée ?

Photographie du scrotum prise d'après un moulage, hernie irréductible énorme chez un obèse. Circonférence du scrotum horizontalement) 96 c/m, hauteur 58 c/m.



Fig. 334.

Collection Drapier et fils.

On aperçoit sur le côté droit de la photographie l'arrondi d'un testicule et un peu en bas et à droite le méat urinaire, la verge ayant complètement disparu dans la masse herniée.



Fig. 233.

Collection Drapier et fils.

Sujet atteint de hernie scrotale épiplœique droite irréductible.

BANDAGES ANGLAIS



Fig. 235.

Bandage anglais simple
Ordinaire 20 » | Fin 30 | Extra-fin. 40 »
Avec pelote anatomique. 50 »



Fig. 236.

Bandage français

Les deux figures superposées indiquent l'opposition existant dans le principe du bandage anglais et du bandage français.

Le bandage anglais, inventé par Salmon, mécanicien anglais et introduit en France par le père de notre distingué confrère M. Wickham, diffère du bandage français plus habituellement employé aujourd'hui, par son ressort qui passe sur la hanche opposée à la hernie (fig. 235) alors que l'application du ressort du bandage français se fait sur la hanche correspondante à la hernie (voir fig. 236).

Les deux figures superposées indiquent ainsi nettement l'opposition des deux bandages.

Nous n'estimons ce bandage utile que dans quelques cas spéciaux, car la mobilité trop grande de la pelote articulée à boule, rend sa fixité souvent incomplète et par conséquent la contention insuffisante.

De même il est plus difficilement supporté par les hernieux, au point d'appui, que le bandage français.

Le principe du bandage anglais n'existe que dans le bandage simple, le bandage double anglais empruntant le principe du ressort français.



BANDAGES SANS RESSORTS POUR LA NUIT




Fig. 14.

Bandage Ceinture élastique
Simple ordinaire. 20 » | Fin. 30 »
Double — 30 » | — 40 »

Les bandages sans ressorts, élastiques ou non, ne peuvent rendre aucun service pendant le jour. Leur seul emploi utile est limité au lit où ils doivent être portés par tous ceux qui toussent ou dont les hernies sont développées au point de sortir lorsqu'ils sont couchés, ou encore par les hernieux ayant de fréquents besoins de se lever la nuit.

Une longue expérience personnelle nous permet d'affirmer que le hernieux porteur d'un bandage sans ressort pendant le jour, est assuré d'une aggravation de sa hernie dans un délai variant de quelques mois à quelques années.

D'ailleurs l'essai dynamométrique du bandage sans ressort permet de constater que sa pression sur le canal inguinal est sensiblement égale à la poussée de la hernie la plus légère; on conçoit aisément qu'au moindre effort du hernieux, le bandage sans ressort devienne insuffisant comme contention.

De plus, la pression maximum du bandage sans ressort s'exerce sur les crêtes iliaques, point où elle est tout à fait inutile.

MASSEUR HERNIAIRE




Fig. 443.

Modèle Drapier et fils, Déposé
Prix 12 »

Spécial pour tonifier la paroi chez les hernieux qui ont un travail sédentaire ou une paroi adéquate.

Une notice spéciale accompagne chaque appareil

Pour appuyer notre dire, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire l'opinion du Docteur JUST-LUCAS CHAMPIONNIÈRE :

« Quant aux bandages sans ressort que l'on a tenté depuis quelques années de remettre en circulation, ils sont sans valeur aucune, relativement aux bandages contenant des ressorts.

« Le conseiller est retourner en arrière, avant l'époque de la découverte des ressorts.

« Celui qui conseillerait actuellement de transformer un confortable wagon-lit par une diligence du bon vieux temps, ne commettrait pas une faute plus manifeste que celui qui veut sérieusement remplacer un bandage à ressort par un bandage sans ressort.

« Le principe du ressort dans l'application du bandage est fondamental. Il est utile à ce point qu'aujourd'hui il ne faut compter comme justement efficace, dans l'arsenal herniaire, que les bandages maintenus par le ressort. » (1)

(1) Hernies, Hygiène et Thérapeutique, Dr Just-Lucas Championnière.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

BANDAGES POUR HYDROTHERAPIE ET BAINS

BANDAGES POUR CLIMATS TROPICAUX

Si les hernies sont filantes ou volumineuses; il est utile de porter un bandage aux bains chauds, et s'il s'agit de bains froids, en mer, en rivière ou en piscine et qu'on se livre au plaisir de la natation, la prudence la plus élémentaire conseille de porter un bandage.

Les bandages destinés à cet usage ont leurs ressorts recouverts d'une couche de gomme, remplaçant la garniture ordinaire, et sont ainsi rendus imperméables.

Nous employons encore ce type de bandage pour les colonies où, par suite de la haute

température, les bandages ordinaires s'altèrent plus rapidement, la protection donnée par la couche gommée ne permet pas à la sueur de rouiller le ressort.

Malgré l'avantage de durée que possèdent ces bandages, ils ne devront être utilisés que pour les cas ci-dessus indiqués, car ils sont durs comme point d'appui et pelotes, et un long porter quotidien amènerait obligatoirement une dilatation considérable au niveau du canal inguinal.



Fig. 237.

Bandage simple à ressort circulaire recouvert en gomme noire pour hernies du 1^{er} et 2^e degré (fig. 237) 20 »




Fig. 238.

Bandage simple à ressort circulaire recouvert en gomme noire avec pelote en bec allongé pour hernies inguino-scrotales ou scrotales (fig. 238). 25 »




Fig. 239.

Bandage double recouvert en gomme noire, pour hernies du 1^{er} et du 2^e degré (fig. 239). 25 »
Le même pour hernies inguino-scrotales ou scrotales 35 »

BANDAGES SUITES D'OPÉRATIONS

CURE RADICALE

Pour les CEINTURES SUITES D'OPÉRATIONS, voir page 23




Fig. 240.

Bandage applicable à la suite de la Cure Radicale

Bandage à pelote fixe:	
Simple, ordinaire	15 »
Fin	20 »
Bandage avec tête de ressort à coulisse latérale (fig. 240), fin 30 »	
Bandage à pelote fixe et ressort circulaire de Camper 40 »	
Bandage avec tête de ressort à coulisse latérale avec ressort circulaire de Camper 50 »	
Le même, double 70 »	

Dans les bandages pour suites d'opérations, nous nous proposons simplement de soutenir la cicatrice sans la comprimer brutalement. Les ressorts employés sont très souples et les pelotes absolument plates et très moelleuses.

NOTA. — Sur la demande de MM. les Docteurs, nous envoyons prendre mesures et faire les applications d'appareils à domicile sans augmentation. Pour la Banlieue ou la Province, nous demandons une indemnité de déplacement.



Fig. 241. — Ouvrier limant les ressorts sur une meule mue par un moteur électrique.

HERNIES CRURALES

La forme du bandage crural diffère essentiellement de celle du bandage inguinal par la courbure presque verticale du collet.

Dans la contention des hernies crurales, on se trouve aux prises avec de grandes difficultés par suite de la flexion de la cuisse qui tend à déplacer constamment le bandage; dans son application sur le sujet, au point d'appui postérieur il devra être placé au ras du sillon inter-fessier; le sous-cuisse partira du commencement du collet, ainsi qu'il est indiqué fig. 242.




Fig. 242.

Bandage simple crural

Bandage à garniture large ordinaire	10 »
1/2 fin . 15 » Fin . . .	20 »
Bandage à garniture étroite, fin	20 »
Bandage avec tête de ressort à coulisse latérale	30 »
Bandage avec ressort circulaire de Camper . 40 » , fin . . .	50 »



Fig. 243.

Hernie crurale gauche.




Fig. 244.

La même, vue avec le bandage appliqué.

Pour les Mesures, voir page 3.




Fig. 245.

Bandage double crural

Bandage à garniture large, ordinaire	15 »
1/2 fin . 25 » Fin . . .	30 »
Bandage à garniture étroite, fin	30 »
Bandage avec têtes de ressort à coulisse latérale	45 »
Bandage avec ressort circulaire, ordinaire. 60 » Fin . . .	75 »

HERNIES CRURALE ET INGUINALE DU MÊME COTÉ

Nous employons pour ce cas un bandage avec deux ressorts indépendants et de la force nécessaire à la contention de chaque hernie, s'articulant en arrière sur un coussin en 8 de chiffre, destiné à supporter la pression.

Bandage pour hernie crurale et inguinale du même côté, ordinaire. 45 » , fin 60 »

HERNIES INGUINALE D'UN COTÉ ET CRURALE DE L'AUTRE

Dans ce cas, nous appliquons le bandage avec côté inguinal du côté de la hernie inguinale et l'autre côté de forme crurale pour la hernie crurale, les mêmes appareils et prix que ceux des pages 4 et 5 sont applicables pour ce cas.

HERNIES OMBILICALES

Indications à envoyer en faisant la demande d'un bandage

Circonférence du corps prise à nu, debout, en passant par l'ombilic ? — Volume de la hernie ? — Forme du nombril ? — (voir fig. 246, 247, 248 ci-dessous). — La hernie rentre-t-elle facilement et complètement ? — Age ? — Sexe ? — Profession du sujet ? — Le sujet tousse-t-il fréquemment.

HERNIES OMBILICALES DIVERSES avec TYPE des PELOTES USITÉES pour CHACUNE



Fig. 246.
Abdomen avec hernie ombilicale à fleur de peau.



Fig. 247.
Abdomen à paroi concave avec hernie ombilicale au fond de la cavité.




Fig. 248.
Hernie ombilicale irréductible.

FORME des PELOTES EMPLOYÉES pour CHAQUE CAS



Fig. 249.
Coupe de la pelote destinée à la contention de la hernie ombilicale ci-dessus.



Fig. 250.
Pelote à bouton conique de hauteur variant suivant la profondeur de la cavité.



Fig. 251.
Pelote conique, modèle de M. le Professeur Berger.



Fig. 252.
Coupe de la pelote concave destinée à la contention de la hernie ci-dessus.

Coupe des pelotes destinées à la contention de la hernie ombilicale ci-dessus.

BANDAGES OMBILICAUX

1° Le **Bandage ombilical**, à ressort simple, dont la pelote varie suivant les cas et les conformations.

Ordinaire. 25 »
Fin (fig. 24). 30 »

2° Le **Bandage ombilical à pivots**, de Drapier et Fils dont les ressorts, souples et légers, suivent, au moyen de trois pivots, tous les mouvements du corps laissant la pelote immobile, ce qui est important, puisque cette immobilité empêche son déplacement.

La pelote est montée sur une plaque d'aluminium martelé.

Cette ceinture ombilicale est très légère tout en offrant un usage fort long et une grande puissance.

Ordinaire (fig. 25). 50 »
Fin 75 »

3° **Bandage ombilical élastique**, à ressort central de Dolbenu.

Ordinaire 25 »
Fin (fig. 254). 35 »

NOTA. — Les pelotes ci-contre peuvent être employées seules à l'intérieur des ceintures abdominales. Leur prix est en supplément de celui de la ceinture : Avec garniture chamois. 5 »
Avec garniture en peau d'agneau 8 »



Fig. 253. Collection Drapier et fils. Ouvrier coupant un ressort à la cisaille.




Fig. 24.



Fig. 25.




Fig. 254.

Ceintures et Bandages Omphaliques (Suite)



Fig. 28.
Bandage ombilical sans ressort, en tissu élastique plus spécialement employé pour la nuit, mais qui néanmoins peut rendre également quelques services pour le jour.
Prix : Ordinaire . . . 15 », Fin . . . 25 »




Fig. 26.

Ceinture s'attachant derrière.
Ceintures (fig. 26 et 27) munies d'une pelote ombilicale, montée sur plaque d'aluminium, sont employées dans les cas où l'abdomen ayant besoin d'être soutenu comme pour la grossesse, l'obésité, l'entéropose, etc., il existe, de plus, une hernie ombilicale.
Tissu ordinaire 25 et 30 fr. | Tissu fin 40 et 50 fr. | Tissu soie 70 et 80 fr.




Fig. 27.

Ceinture à compression renforcée, s'attachant devant.
dans les cas où l'abdomen ayant besoin d'être soutenu




Fig. 29.

Bandage ventral, composé d'une large plaque ovale, montée sur un ressort large, souple et garni moelleusement.
Au centre de cette plaque, une pelote ombilicale est vissée dans certains cas.
Prix : 40 et 50 fr., suivant tailles.

ÉVENTRATIONS



Fig. 30.

Appareil ventral, composé d'une large plaque, matelassée et maintenue par deux ressorts larges, garnis moelleusement, embrassant le tour du corps, à l'exception de la région dorsale, et reliés en arrière par une courroie.

Prix : 75 francs




Fig. 32.

Ceinture ventrale, diminutif de l'appareil suivant, est montée d'après le même principe, mais sans aucune pièce métallique.
Elle est construite en tissu rigide et quelquefois partiellement élastique, elle peut rendre de bons services pour des éventrations légères.

On y adjoint parfois une plaque métallique légère.

Prix : Ordinaire 60 francs
Grandes tailles 70 et 80 fr.




Fig. 31.

Le **Ventral Driper** est le plus puissant et le plus confortable de tous les appareils existants. Avec cet appareil, l'éventration la plus considérable est réduite de façon absolue et cela avec le minimum de gêne.

Il se compose d'une plaque embrassant la totalité de l'éventration et de telle forme que l'abdomen le plus distendu est ramené à sa position naturelle.

Come moyen d'action, un ressort d'une seule pièce enfoncée dans une ceinture de maintien, très large et basonnée, contourne, comme celle-ci, tout le pourtour postérieur du bassin et vient, au moyen d'un système de fermeture à œil, maintenir la plaque dans la position voulue, sans dérangement possible.

Prix : 80 francs
et au-dessus pour les grandes tailles, 100, 120 et 150 fr.

Indications à envoyer en faisant la demande d'un appareil pour éventration

Donner les trois mesures de circonférence A. E. — B. F. — C. H. prises debout, l'éventration étant réduite, prises couchées.

Indiquer le volume approximatif : tête d'enfant, d'adulte, grosseur de deux têtes, etc.

Diamètre horizontal de l'éventration.


Age. — Sexe. — Genre de travail.

Les hanches sont-elles peu ou très développées.

Hernie épigastrique Écartement de la ligne blanche

Les appareils pour hernies épigastriques et pour écartement de la ligne blanche sont les mêmes bandages et les mêmes prix que ceux des fig. 25 et 26, employés pour la hernie ombilicale, la pelote seule diffère, elle est rectangulaire et plate au lieu d'être ronde.

Hauteur






Fig. 250. Collection Drapier et fils.
Ouvrier travaillant au découpoir à plaques.

BANDAGES POUR ENFANTS

BANDAGES POUR BÉBÉS

de un jour à deux ans.

Chez les nouveaux-nés et jusqu'au moment où les enfants sont complètement propres (2 ans en moyenne), les bandages en caoutchouc, ou recouverts de caoutchouc ou de gomme, sont les seuls applicables.

BANDAGES INGUINAUX



Fig. 133

Bandage simple
en caoutchouc
à pelote pneumatique
Prix : 7 francs

Dans les cas légers, hernies au 1^{er} et 2^e degré rentrant bien, les bandages en caoutchouc (fig. 133 et 134) suffisent. Dans les hernies rebelles, qui ne peuvent être contenues par les bandages en caoutchouc, dans les cas graves, le bandage curatif (fig. 135) donne des résultats parfaits et nous n'avons jamais eu d'insuccès.

NOTA. — Toutes les pommades, vaselines, corps gras, décomposent le caoutchouc et en abrègent la durée ; éviter leur contact avec les appareils en caoutchouc.



Fig. 134

Bandage double
en caoutchouc
à pelotes pneumatiques
Prix : 10 francs



Fig. 135

Bandage curatif
à ressort circulaire
recouvert de caoutchouc pur
Simple 20 fr. | Double 25 fr.

BANDAGES OMBILICAUX

Nos ceintures ombilicales sont construites de façon à faire face à toutes les formes de ventres, il suffit de les inverser suivant les conformations ; appliquant bien, elles n'ont pas l'inconvénient dangereux de se déplacer. De plus, nos pelotes ombilicales, loin d'être petites et pénétrantes et de dilater l'anneau au lieu de le refermer, comme dans la majorité des ceintures ombilicales venues un peu partout, sont à large surface et présentent un excellent point d'appui à l'abri duquel les tissus se reforment naturellement.

Nous livrons également ces ceintures entièrement perforées de trous multiples sans augmentation de prix, mais ces petits trous ont l'inconvénient de faire ventouse sur la peau.

Ceinture ombilicale en caoutchouc
à pelote démontable de Drapier.

Prix 8 fr.



Fig. 136.



Fig. 136.

Pelote ombilicale
vue démontée de face
et de profil.

Pelotes spéciales pour les bains, détachables, recouvertes de gomme.
Prix : 3 fr. 50 et 4 francs.

BANDAGES POUR ENFANTS de 2 ans à 14 ans.

Dès cet âge, et en général aussitôt que l'enfant est devenu propre, il doit quitter le bandage ou la ceinture en caoutchouc, qui ne sont que des palliatifs, et recourir aux bandages à ressorts, qui seuls peuvent donner une contention efficace.

Prix des Bandages pour hernies inguinales

Ordinaire, modèle des hôpitaux.	6 » double	8 »
Bon ordinaire	10 » —	12 »
1/2 fin	12 » —	15 »
Fin (fig. 137)	15 » (fig. 138)	20 »
Extra-fin ou ressort circulaire .	20 » —	25 »

Pour Mesures, voir page 3



Fig. 137

Bandage simple



Fig. 138

Bandage double



Fig. 139

Bandage curatif à ressort circulaire

Bandage curatif à ressort circulaire
Simple . 25 » double . 40 »

Le bandage curatif (fig. 139) rend particulièrement de grands services dans les hernies développées et dans les cas graves, là où l'emploi du bandage ordinaire a échoué et dans les hernies légères, il amènera la guérison plus rapidement qu'avec les autres genres de bandages.

BANDAGES POUR HERNIES OMBILICALES & ÉCARTEMENT DE LA LIGNE BLANCHE chez les enfants de 2 à 14 ans.



Fig. 140
**Ceinture
en tissu élastique**
Jusqu'à 55 % de long 15 »
De 55 à 75 % . . . 20 »



Fig. 141
**Bandage ombilical
à ressort simple**
Ordinaire . . . 12 »
Fin 15 »



Fig. 142
**Bandage ombilical
à pivots de Drapier**
Ordinaire 25 »
1/2 fin (fig. 142) . 30 »
Fin 40 »

Le type de bandage fig. 141 se déplace facilement chez les bébés ayant un ventre très bombé et les hanches peu développées, dans ce cas on devra employer de préférence les modèles fig. 140 et 142.

Nota. — Les bandages pour écartement de la ligne blanche sont les mêmes que ceux ci-dessus pour hernies ombilicales et du même prix, les pelotes seules varient de forme, elles sont rectangulaires au lieu d'être rondes.

Nota. — Pour tous renseignements et mesures nécessaires à l'envoi des bandages, voir page 3.

ECTOPIE TESTICULAIRE

Les cas d'ectopie testiculaire étant beaucoup plus fréquents dans l'enfance, c'est pour cette raison que nous avons classé les bandages pour l'ectopie testiculaire dans la catégorie des bandages d'enfants.


Pour les adultes, nous construisons un appareil du même type que la figure 143.



Fig. 143

	Enfants	Adultes
Bandage ordinaire.	12 »	15 »
— 1/2 fin	17 »	20 »
— fin.	20 »	25 »
— avec tête de ressort à coulisse	25 »	30 »
— avec ressort circulaire. . . .	30 »	40 »

Quand, après l'emploi du bandage avec pelote en fourche, le testicule est suffisamment descendu, on remplace cette pelote par une pelote pleine afin de maintenir la hernie consécutive à la migration du testicule.



LITS MÉCANIQUES VOITURES & FAUTEUILS pour MALADES

Consulter notre Catalogue spécial qui sera adressé franco sur demande.

LOCATION DE LITS MÉCANIQUES ASEPTIQUES

CEINTURES

Indications à envoyer en faisant la commande d'une ceinture

Indiquer 1° Pour quel cas elle doit être employée et donner les mesures suivantes prises debout (dans le cas où les mesures seraient prises couché, prière de le mentionner);

2° La circonférence au bas du ventre, C-H;
3° La circonférence au milieu du ventre, B-F;
4° La circonférence en haut à l'endroit où doit s'arrêter la ceinture, A-E;

5° Hauteur que devra avoir la ceinture, A, B, C, ou hauteur inférieure à A, B, C, suivant le cas;

6° La forme du ventre (plat ou bombé);

7° Les hanches sont-elles peu ou très développées?

8° La personne est-elle petite, moyenne ou grande?

9° Sexe de la personne;

10° Dans le cas de rein mobile ou de cicatrice à maintenir, indiquer le côté et la hauteur de la cicatrice.




Fig. 35

OBSERVATION IMPORTANTE

Nos ceintures sont taillées de façon à être placées suivant un plan horizontal et non ascendant. Faute de se conformer à cette indication, les ceintures auront toujours une application défectueuse et bailleront du haut.

Les ceintures qui occupent une si grande place en gynécologie et dans le traitement de toutes les affections abdominales, ont toujours été l'objet de tous nos soins.

Nous modifions nos modèles ou en créons de nouveaux suivant les indications spéciales de MM. les Docteurs.

Cinq salons d'essayage, auxquels sont attachés un personnel féminin très compétent, sont réservés à l'application des ceintures.

Nous envoyons nos essayeuses à domicile, sans augmentation de prix lorsque MM. les Docteurs le désirent.

Pour la banlieue et la province, nous demandons une indemnité de déplacement.

Ceinture de grossesse entièrement tricotée à la main.



Fig. 30

Cette ceinture se recommande spécialement en raison de sa souplesse et de sa parfaite adaptation aux modifications successives du ventre pendant la grossesse. Vers le 8^e mois on peut adapter en bas de la ceinture, un sous-ventre pour augmenter l'action de soutien au niveau du bas-ventre.

Cette ceinture a de plus l'avantage de se bander très facilement.

En coton, jusqu'à 20 c/m de haut. de ventre	25 "
Au-dessus.	30 "
En soie, jusqu'à 20 c/m de haut. de ventre	50 "
Au-dessus.	65 "
Supplément pour sous-ventre	3 "

CEINTURES DE GROSSESSE

Ceinture de grossesse en tissu élastique avec laçures latérales.




Fig. 256

En tissu ordinaire jusqu'à 20 c/m de haut.	15 "
Au-dessus.	20 "
En tissu 1 ^{re} qualité, jusqu'à 20 c/m	25 "
Au-dessus.	30 "
En tissu fin, jusqu'à 20 c/m.	40 "
Au-dessus.	50 "
En soie, jusqu'à 20 c/m	65 "
Au-dessus.	80 "

Ceinture de grossesse du Dr Pinard




Fig. 38

Ceinture pour les cas de relâchement des parois de l'abdomen par suite de grossesses multiples chez les femmes enceintes.

Ordinaire 40 " | Fine. 60 " | Soie . 80 "

CEINTURES POUR RELACHEMENT DES SYMPHYSES

Ceinture de Martin.	60 "
Ceinture de Tarnier, en cuir moulé avec tige de réglage taroudée.	150 "
Ceinture du Dr Mayet, pour le relâchement des symphises	400 "

Ceinture eutocique du Dr Auvar




Fig. 237

La ceinture eutocique du Dr Auvar avec 4 coussins pneumatiques séparés, permet d'agir sur la tête et le siège du fœtus, et maintiennent celui-ci dans la position voulue.

Ordinaire	65 "		Fine	85 "
Soie				100 "

Nota. — Les pelotes, sous-cuisses ou accessoires quelconques se paient en plus, leur emploi étant irrégulier. (Voir accessoires page 23).

CEINTURES ABDOMINALES

Ces ceintures sont destinées à un maintien simple de l'abdomen : Suites de couches, ptose légère, antéversion, obésité, varices de l'abdomen, etc.

Ceinture abdominale simple




Fig. 26.

Tissu élastique	Ordinaire.	12 »
	— 1 ^{re} qualité.	15 »
	Tissu demi-fin	25 »
	Tissu fin	40 »
Tissu non élastique	Soie	60 »
	Ordinaire.	15 »
	Fin	25 »
	Demi-soie	40 »

Ceinture abdominale double




Fig. 27.

Cette ceinture à l'aide de la double patte venant se rattacher en avant, exerce une compression un peu plus énergique que la fig 26, qui se ferme en arrière par 2 pattes. Dire quel genre de fermeture l'on préfère.

Mêmes prix que ceux de la figure 26.

NOTA : Lorsque ces ceintures sont employées pour abaissement de l'utérus, antéversion, on place à la base de la ceinture une pelote en forme de croissant. Voir page 23.

Ceinture du Dr Pozzi

Recommandée surtout pour l'été et les pays chauds et pour les personnes sensibles.




Fig. 38.

Le ventre de cette ceinture est en passementerie à jour et les côtés en tissu élastique.

Ordinaire 30 » | Fine 40 » | Soie 60 »

Ceinture de compression méthodique du Dr Courty




Fig. 258.

Ordinaire. 35 »
Fine 60 »

Ceintures contre l'Obésité

Ceinture pour compression renforcée




Fig. 95.

Cette ceinture entièrement en tissu rigide est applicable surtout chez les obèses et dans les événements légers.

Ordinaire :

Jusqu'à 26 cent. de haut. de ventre. 60 »
Au-dessus 70 et 80 »

Fine :

Jusqu'à 26 cent. de haut. de ventre. 80 »
Au-dessus 100 »

Ceinture-sangle modifiée modèle Drapier et Fils




Fig. 46.

Cette ceinture est entièrement faite en tissu élastique très résistant. Elle donne un maintien énergique mais plus doux que celui des ceintures en tissu rigide.

Ordinaire. 40 » | Fine 60 »
Soie, suivant taille 80 et 100 »

Ceinture pour hommes avec sous-ventre modèle Drapier




Fig. 186.

Ceinture pour hommes en couil fort avec goussets élastiques, et 3 pattes par derrière. celle du milieu vient se rattacher en avant sur un sous-ventre de façon à remonter la masse abdominale.

Ordinaire. 40 » | Fine 50 »
Soie, suivant tailles. 60 et 80 »

Ceintures en caoutchouc pur




Fig. 86.

Cette ceinture est tout en gomme pure et employée spécialement pour le traitement par la compression et la sudation forcée, parallèlement au massage.

Prix suivant tailles, depuis 35 »

CEINTURES POUR ÉVÉNEMENT. Voir page 15.

CEINTURES HYPOGASTRIQUES

ENTÉROPTOSE — REIN MOBILE

CEINTURES du PROFESSEUR ALBERT ROBIN (Modèles de l'Hôpital de la Pitié).

Ceinture du P^r Albert Robin
Modèle n° 1




Fig. 42

Ordinaire (prix y compris les sous-cuisses).	40 »
Fine	50 »
Extra-fine	70 »
Supplément pour les 2 pelotes.	10 »

La ceinture modèle n° 1 est en tissu rigide avec goussets élastiques latéraux. Les lacures supérieures permettent des modifications de forme. Cette ceinture donne un soutien parfait du bas-ventre analogue à la sangle de Glénard sans avoir les inconvénients de la forme droite des sangles qui gênent aux plus des cuisses.

Ceinture-Sangle du D^r Glénard




Fig. 53

En tissu cordonnet non élastique		En tissu élastique	
Ordinaire.	15 »	Coton modèle ordinaire	20 »
Fin.	25 »	1/2 soie	35 »
Soie	50 »	Soie	45 »

Ceinture du P^r Albert Robin
Modèle n° 3




Fig. 43

Coton (prix y compris jarretelles ordinaires)	30 »
Soie (prix y compris jarretelles) (fig. 43)	60 »

La ceinture modèle n° 3 est entièrement construite en tissu élastique; elle convient aux personnes sensibles qui n'ont besoin que d'un léger maintien.

Ceinture-Sangle échancrée mod. Drapier et Fils




Fig. 46

Ordin ^{re} . 40 »	×	Fin ^e 60 »
Soie, suivant tailles	80 et 100 »	

NOTA : Les pelotes, sous-cuisses ou accessoires quelconques se paient en plus, leur emploi étant irrégulier. (Voir prix des accessoires, page 23).

Ceinture à ressorts du P^r Albert Robin
Modèle n° 4



Fig. 55

Ordinaire	35 »
Fine	60 »
Extra-fine	70 »

La ceinture modèle n° 4 est composée d'une partie ovale en cuir avec 2 rembourrages latéraux formant pelotes, le tout maintenu par des ressorts souples comme dans un bandage. Ce maintien n'embrasse que la base de l'abdomen, il est souple et se dissimule entièrement même sous un maillot.

Ceinture hypogastrique du D^r Jayle




Fig. 259

Ordinaire	40 »
Fine	50 »
Soie	60 »

Cette ceinture est composée d'une partie médiane formée de ressorts souples superposés de forme concave et terminés en haut par une partie élastique, les côtés sont élastiques. Cette ceinture est surtout indiquée chez les sujets très maigres au ventre presque concave, chez lesquels les ceintures plates n'ont aucune action par suite du point d'arrêt que forment les crêtes iliaques.

CEINTURES HYPOGASTRIQUES (Suite).

Ceintures-Maillot

pour ENTÉROPTOSE - REIN MOBILE




Fig. 260.

CEINTURE MAILLOT

	jusqu'à 20 c/m de haut.	de 21 à 24 c/m inclus de haut.
Qualité ordinaire (sans jarretelles)	20 »	25 »
Tissu à côtes ou tulle fort (avec jarretelles) ou tulle fin (fil ou coton)	30 »	35 »
Simili soie	40 »	45 »
Soie ordinaire	50 »	55 »
— fine	60 »	70 »
— En laine pour avoir compression et chaleur	80 »	90 »
	40 »	45 »
	50 »	55 »




Fig. 261.

CEINTURE MAILLOT en tissu à jour pour l'été et les pays chauds

	jusqu'à 20 c/m de haut.	de 21 à 24 c/m inclus de haut.
Tissu à jour, fort	30 »	35 »
— fin, fil ou coton	45 »	50 »
Simili soie	55 »	60 »
Cinturée en arrière du haut, supplément.	5 »	
— du haut et du bas	10 »	



Fig. 262.

Sujet vu avec une ceinture-maillot et un soutien-gorge.




Fig. 47.

Ceinture-Maillot du Docteur Cuffer.

La Ceinture-maillot du Dr Cuffer est faite d'un tissu très souple, elle ne dépasse jamais 20 c/m de haut et est lacée par derrière. Elle convient aux personnes très sensibles avant besoin d'un léger soutien; nous doublons l'étoffe en bas sur les côtés afin de donner un maintien plus fort à la base de l'abdomen.

Ordinaire	30 fr.	Fine	40 fr.
Soie	80 »	Soie Extra-fine	90 »

Les ceintures-maillots diffèrent des autres modèles de ceintures par l'absence des pattes ou boucles, c'est un véritable fourreau en tissu élastique que l'on enfle par les jambes. Elles sont souples, peu encombrantes et d'un bon soutien. Ces ceintures peuvent néanmoins, sur demande, être lacées ou bouclées.




Fig. 263.

CEINTURE MAILLOT cintrée en arrière

Mêmes prix que les ceintures fig. 260 et 261, avec augmentation de 5 fr. pour le cintre. — Pour les ceintures cintrées haut et bas, Augmentation 10 fr.




Fig. 57.

Corset-maillot en tissu élastique

Le corset-maillot est d'une seule pièce et s'enfile par les jambes, on peut aussi le lacer. Il remplace avantageusement le corset pour les personnes sensibles qui ne peuvent supporter celui-ci. Il moule parfaitement toutes les formes et adapté avec un soutien-gorge (voir page 24), il donne une esthétique parfaite.

	Hauteur 25 à 30 c/m.	Hauteur 30 à 36 c/m.
Qualité ordinaire (sans jarretelles)	30 »	40 »
Tissu fort à côtes ou tulle (avec jarretelles)	40 »	50 »
Tissu fin à côtes ou tulle	50 »	60 »
Simili-soie	60 »	70 »
Soie, tissu fort	80 »	90 »
— — fin	100 »	110 »
Tissu à jours.	45 »	55 »
	55 »	65 »
	100 »	120 »

Pour les polotes pour rein mobile et accessoires divers à ajouter, voir page 23.

NOTA. — Sur la demande de MM. les Docteurs, nous envoyons nos essayeuses à domicile sans augmentation. Pour la Banlieue et la Province, nous demandons une indemnité de déplacement.

CEINTURES HYPOGASTRIQUES (Suite)

ENTÉROPTOSE

Corset-Ceinture du Dr Le Dentu pour rein mobile.



Fig. 56

Le corset-ceinture du Dr Le Dentu est entièrement en tissu élastique, il moule entièrement l'abdomen et dégage le pli des cuisses.

Ordinaire	50 »
Fin	80 »
Soie	150 »

Ceinture du Dr Guibout




Fig. 59

La ceinture du Dr Guibout est composée dans sa partie médiane d'un tricot souple, les côtés sont en coutil, elle se boucle par 2 pattes derrière, une contre-patte élastique passe sur le bord inférieur et vient se boucler en arrière.

Ordinaire	40 »
Fine	50 »
Soie	70 »

CORSET-CEINTURE




Fig. 187

Ordinaire 90 » Fin . 120 »
Soie 150 et 180 »

Le corset-ceinture modèle Drapier & Fils supprime la ceinture et le corset en deux parties. Il convient surtout aux personnes soucieuses d'allier l'élégance au souci d'une contention efficace. Le corset est d'une coupe parfaite et la sangle abdominale qui est dissimulée dedans permet un maintien réglable à volonté.

Ceinture hypogastrique du Dr Dalc'hé




Fig. 44

Cette ceinture est entièrement en tissu rigide. Le ventre a une forme très remontante et est absolument plat. Des lacures latérales permettent de varier son orientation.

Ordinaire 25 » Fine 35 » Soie 50 »
--

NOTA. — Les pelotes, sous-cuisses ou accessoires quelconques se paient en plus, leur emploi étant irrégulier.
(Voir prix des accessoires : page 23).

REIN MOBILE (Suite)

Ceinture du Dr Tuffier pour rein mobile




Fig. 54

La ceinture du Dr Tuffier est composée d'une pelote ayant la forme d'un gros haricot sur lequel est monté un ressort souple de Dolbeau ; une ceinture légèrement matelassée terminée par une partie élastique relie les 2 bouts du ressort.

Ordinaire	35 »
Fine	45 »

Ceintures Hypogastriques à ressorts et à clefs



Fig. 96

La clé située au milieu de la pelote permet de faire prendre à celle-ci un angle de compression qui peut être varié à volonté.

Ordinaires, garniture chamois depuis	35 »
Fines, garniture chevreau	50 »
Fines damasquinées	60 »
A modérateur, brevetées S. G. D. G.	75 »

CEINTURES POST-OPÉRATOIRES

Ceinture pour cure radicale




Fig. 304.

La ceinture pour cure radicale embrasse par son prolongement toute la région inguinale, une matelassure très douce et très plate recouvre la cicatrice.

	Pour un côté	Pour les deux côtés
Ordinaire	25 »	Ordinaire 30 »
Fine	35 »	Fine 40 »
Soie	65 »	Soie 65 »

Ceinture pour suite d'opération d'appendicite




Fig. 264.

La ceinture pour suite d'opération d'appendicite assure le maintien de l'abdomen, une matelassure très moelleuse et absolument plate recouvre la cicatrice; dans certains cas nous ajoutons une plaque en aluminium sous le coussinage.

Ordinaire	25 »	Fine 35 »
Extra-fine		45 »
Soie		60 »

Ceinture pour suite d'opération de laparotomie




Fig. 40.

La ceinture pour laparotomie embrasse tout l'abdomen, un coussin central, plat et moelleux recouvre la totalité de la cicatrice.

Ordinaire	30 »
Fine	45 »
Soie	70 »

Bandages pour cure radicale, voir page 12.

NOTA. — Lorsque les cicatrices post-opératoires s'accompagnent d'une notable dilatation ou d'un peu d'éventration, nous ajoutons au coussinage une plaque en aluminium avec ressort de Dolbeau (voir fig. 267). Supplément : 12 francs.

ACCESSOIRES pour CEINTURES

Fig. 265.



Croissant hypogastrique sur plaque aluminium pour antéversions, 3 grandeurs, garniture en peau de chamois. . . 4 »
Garniture en peau d'agneau. . . 5 »

La même (fig. 265), en caoutchouc pur gonflé à l'air, sur plaq. métal et robinet. . . 8 »

Pour les pelotes pour hernies ombilicales destinées à être cousues dans les ccx. turs, voir la NOTA du bas de la page 14.



Fig. 266.

Pelote pour le rein mobile forme haricot sur plaque aluminium, 3 grandeurs, garniture en peau de chamois. . . 5 »
Garniture en peau d'agneau. . . 6 »

Pelote pour le rein mobile, forme ovoïde, même prix que la forme haricot.

Pelote pour le rein mobile forme haricot, en caoutchouc pur (fig. 266), gonflée à l'air, avec collerette plaque métal et robinet. . . 8 »



Fig. 267.

Pelotes rondes ou ovales sur ressort Dolbeau (fig. 267), destinées à augmenter la compression sur un point à volonté, monté avec son tirage de rappel.

Garniture en peau de chamois. . . 12 »
Garniture en peau d'agneau. . . 14 »



Fig. 268.

Sous-cuisses en tube de caoutchouc pur renforcé, montés avec pattes en cuir à boutonnères, la paire. . . 2 50

Les mêmes avec pattes en soie, boutonnères à la main, la paire. . . 4 »



Fig. 269.

Sous-cuisses en tricot à la main, pouvant se laver, très doux et extensibles, en coton, la paire. . . 2 »

En soie, la paire. . . 5 »

Indiquer la longueur des sous-cuisses et la grandeur des personnes.

CORSETS DE TOILETTE

Pour CORSETS-CEINTURES, voir page 22

Dans la fabrication des corsets de toilette, nous nous sommes efforcés d'établir des types alliant l'élégance à l'hygiène et au confort.

Nous nous sommes particulièrement spécialisés dans la fabrication des corsets destinés aux personnes sensibles ou délicates supportant difficilement les corsets ordinaires.

Corsets de Toilette (fig. 270) en tous tissus

Coutil ordinaire	= 40 »	B oché soie	= 80 »
Tissu fantaisie	= 60 »	Batiste ordinaire	= 80 »
Bati-te fine	= 100 »		

Corsets de Grossesse (fig. 149)

en coutil, laçures latérales, devant élastique et busc impératrice.

Ordinaire	= 60 »
Tissu fantaisie	= 80 »
Coutil broché soie ou batiste	= 100 »

Corsets de grossesse

en cordonnet tricoté simili soie, avec laçures latérales et busc impératrice. Modèle recommandé par sa douceur.

Cordonnet ordinaire	= 80 »
Cordonnet fin	= 100 »
Cordonnet soie	= 140 »

Se fait en toutes nuances.

Bouteilles de Corsets pour la grossesse en une ou deux pièces.

Ordinaire	2 »	Fin	3 »
Avec busc "Impératrice"			8 »

Corset de Toilette

en jersy pékin souple. Ce tissu est moins solide que le cordonnet.

Ordinaire	= 55 »
Fin	= 70 »
Soie	= 100 »




Fig. 149.

MESURES A FOURNIR POUR LES CORSETS

(Prendre les mesures étant corsetée)

Tour de poitrine, Tour de taille, Tour de bassin, Hauteur du busc
Hauteur des côtés — Des aisselles à la taille, De la taille aux hanches.
Hauteur derrière. — Du dos à la taille, De la taille au bas
La personne est-elle grande, moyenne ou petite?




Fig. 270.

Corset de Toilette (fig. 270), en cordonnet tricoté simili soie, souple et résistant à la fois, indispensable aux personnes désirant un corset souple. Se fait en toutes nuances.

Cordonnet ordinaire = 60 » ; Maille fine = 80 » ; Soie = 120 »

CORSETS pour les SPORTS

Petit Corset de Sport en tissu cordonnet simili soie, très souple et résistant à la fois, hauteur 22 cm, avec 2 jarretels en devant.

Toutes nuances, Ordinaire	= 25 »
Fin	= 35 »
Soie	= 50 »

Brassières

modèle Drapier et fils spéciales pour soutenir les seins et supporter les jupons chez les personnes qui ne peuvent, par suite de faiblesse, supporter le corset.

Depuis 30 »

MESURES

pour soutien-gorge. Donner la circonférence de la personne en passant sur les seins.

Seins artificiels

MESURES

Donner la mesure de hauteur et de la largeur du sein restant. Circonférence de poitrine.



Fig. 271.

Soutien-gorge (fig. 271) en simili soie, maille à dents. Toutes nuances.

Ordinaire	12 »	Fin	16 »
---------------------	------	---------------	------

Soutien-gorge montant en simili-soie.

Ordinaire	25 »	Fin	30 »
---------------------	------	---------------	------

Soutien-gorge en forme 35 »



Fig. 272.

Seins artificiels

En caoutchouc moulé gris, la pièce 12 »
En caoutchouc souple rosé sur toile, se gonflant à volonté, avec robinet. Pour un sein 25 »
Pour les deux seins (fig. 272) 40 »

Manière de prendre les mesures

Prendre le tour de la jambe aux endroits indiqués par les numéros du croquis.

Pour une chaussette	de 1 à 4
— mol étire	de 3 à 6
Pour un bas ordinaire	de 1 à 6
— bas à genou. (Voir renseignements complé- mentaires ci-dessous.)	de 1 à 9
Pour une molletière à genou	de 3 à 11
Pour une genouillère	de 6 à 9




Fig. 98

Mesures de hauteur

Les mesures de hauteur se prennent du sol jusqu'à la jarretière pour les bas-jarrettières. Donner aussi la taille de la personne (grande, moyenne, petite).

Pour les bas à genou : Donner 1° La hauteur du milieu du cou-de-pied devant jusqu'au milieu de la rotule.

2° La circonférence de la cuisse à 15 c/m du milieu de la rotule.

Pour les bas à cuisse : Donner 1° La hauteur du milieu du cou-de-pied devant jusqu'au milieu de la rotule.

2° La circonférence de la cuisse prise à 15 c/m du milieu de la rotule.

3° La circonférence de la cuisse prise à 25 c/m du milieu de la rotule.

4° La circonférence à 30 c/m du milieu de la rotule.

5° Donner la hauteur du milieu de la rotule jusqu'à l'endroit de la cuisse où l'on désire que le bas s'arrête.

Renseignements à fournir en commandant des bas

Quel sexe ? { Masculin.
Féminin.
Etes-vous enceinte et de combien de mois ?

Quel âge ?

De quelle nature sont vos varices (externes, internes, suite de phlébite, coup de fouet, etc.) ?

Où pour quelle affection (entorse, hydarthrose, suite de fracture épanchement de synovie, etc.) ?

Avez-vous déjà porté des bas ?

Quel est votre travail habituel ?

Etes-vous ordinairement debout ou assis ?

Y a-t-il plaie de la jambe et à quel endroit ?

Y a-t-il parfois enflure et à quel endroit ?

Y a-t-il parfois démangeaisons ?

Jusqu'à où montent vos varices ?

Etes-vous de grande, moyenne ou petite taille ?

Etes-vous de nature grasse ou maigre ?

Est-ce pour la jambe droite ou la jambe gauche ou pour les deux ?

Lorsque le bas est lacé indiquer de quel côté on désire le lissage.

Les mesures et indications sont conservées sur un registre spécial pour les commandes suivantes.

BAS ÉLASTIQUES



Fig. 283

Ouvrier tissant un bas élastique sur le métier.

FAÇON DE CHAUSSER LES BAS

Les bas élastiques se chaussent comme les bas ordinaires, en retournant le pied et en les rentrant jusqu'au talon ; ensuite on les tire peu à peu jusqu'à complète application ; chez les variqueux qui transpirent beaucoup des pieds il y aura avantage à poudrer, au préalable, avec de la poudre de talc.

RECOMMANDATION

Les corps gras, huile ou pommas, ainsi que la teinture d'iode, décomposent le caoutchouc et en abrègent la durée ; quand on doit s'en servir, il faut mettre assez de linge entre la peau et le bas pour le garantir des taches.

BLANCHISSAGE ET RÉPARATIONS DES BAS ET BANDES ÉLASTIQUES

Le blanchissage doit se faire de la façon suivante :

Laisser tremper le bas toute une nuit dans de l'eau de son tiède. Le lendemain, le savonner franchement, mais sans brosse ; le rincer ensuite plusieurs fois à l'eau froide et laisser sécher à l'ombre.

Dans le cas d'usure ou de déchirure du tissu, on le reprise comme un bas ordinaire.

La Maison se charge du blanchissage et de la réparation des bas


NOTA. — Sur la demande de MM. les Docteurs, nous envoyons prendre mesures dans Paris sans augmentation de prix. Pour la Banlieue et la Province, nous demandons une indemnité de déplacement.

NOS TISSUS DE BAS ÉLASTIQUES

Lorsque le genre de tissu du bas que l'on désire ne nous est pas indiqué, nous choisissons le tissu qui convient le mieux au cas et au genre de travail du sujet et suivant les indications que nous donnent les renseignements que nous demandons à la page 25.

Pour la compression des varices, en général, nous employons les tissus tulle, français ou à côtes de préférence au tissu anglais qui ne convient que dans quelques cas spéciaux par suite de la constriction un peu brutale de sa maille et qui, de plus, est moins solide que les autres genres de tissus. Le tissu anglais ne sera utilisé avec avantage que pour les bas en soie.

Pour les jambes extrêmement sensibles, les suites de phlébite, etc., qui demandent une compression très douce, on donnera la préférence aux tissus tulle et à côtes qui sont d'une grande douceur.



TARIF des BAS en COTON

(Tissus, page 26) écrus avec couture.

NOTA. — Les bas de 3^e et 4^e qualité ne se font pas en fin et demi-fin.
Les bas en tissu guilloché ne se font qu'en 1^{re} et 2^e qualité seulement.
Les bas en fil ne se font qu'en 1^{re} et 2^e qualité seulement.
Les bas en 5^e qualité ne se font pas sur mesure et seulement en bas jarretière.

	1 ^{re} qualité	2 ^e qualité	3 ^e qualité	4 ^e qualité	5 ^e qualité
Bas élastique montant jusqu'à la jarretière (fig. 374), la pièce . . .	14 »	12 »	10 »	8 »	5 50
Chaussette élastique (fig. 375), la pièce . . .	12 »	10 »	8 »	6 »	
Molletière — (fig. 376), — . . .	12 »	10 »	8 »	6 »	
Genouillère — (fig. 377), — . . .	12 »	10 »	8 »	6 »	
Molletière à genou élastique, montant à 15 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce . . .	22 »	18 »	15 »	12 »	5 50
Molletière à cuisse (fig. 378), montant de 16 à 30 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce . . .	25 »	21 »	18 »	15 »	est un bas en tissu anglais
Bas à genou montant à 15 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce . . .	30 »	25 »	20 »	17 »	
Bas à cuisse (fig. 379), montant de 16 à 30 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce . . .	35 »	30 »	25 »	20 »	

Nos bas dépassant la jarretière comportent un dispositif d'attache dans le haut pour diminuer l'effet de glissement qui se produit toujours dans les grands bas à cause du pli du jarret.

BAS LACÉS : Tous les bas peuvent être faits lacés. Ajouter 2 francs de supplément, par pièce, aux prix ci-dessus pour les bas jarretières, molletières, genouillères, chaussettes et 4 francs de supplément, par pièce, pour les bas et molletières à genou et à cuisse.

Pour Mesures, voir page 25.


BAS en TISSUS à JOUR

Fil et coton écriu avec couture.

supprimant la chaleur et les démangeaisons ; spéciaux pour l'été et les pays chauds.

Tissu ajouré fin

Fig. 305



Tissu moyen à jours

Fig. 306



Tissu fin à jours

Fig. 307



Bas-jarretière, la pièce . . .
Molletière, genouillère ou chaussette, la pièce . . .
Bas à genou montant à 15 c/m au-dessus de la rotule, la pièce . . .
Bas à cuisse — de 16 à 30 c/m au-dessus de la rotule, la pièce . . .

Tissu fin ajouré (fig. 305)	Tissu moyen à jours (fig. 306)	Tissu fin à jours (fig. 307)
14 »	15 »	20 »
12 »	12 »	15 »
30 »	25 »	35 »
35 »	30 »	46 »

Pour les bas à jour en soie, voir ci-dessus tarif des bas en soie.



Bas élastique sans couture

TARIF des BAS en SOIE

(Tissus, page 26.)

Coloris : Blanc, Réséda, Ecrû, Gris perle, Rose, Chair, Mauve, Noir.

NOTA : Les bas de soie noire ne pouvant se faire qu'avec des soies spéciales, subissent une augmentation de 20 0/0 sur les prix des autres coloris.

	Superfin	Extra-fin	Extra-fin* à jours	Fin	Ordinaire
Bas de soie montant jusqu'à la jarretière (fig. 374), la pièce . . .	35 »	25 »	28 »	20 »	16 »
Chaussettes de soie (fig. 375), la pièce . . .	20 »	16 »	19 »	14 »	12 »
Molletières — (fig. 376), — . . .	25 »	17 »	20 »	14 »	12 »
Genouillères — (fig. 377), — . . .	26 »	18 »	22 »	14 »	12 »
Molletières à genou en soie, montant à 15 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce . . .	45 »	33 »	37 »	27 »	19 »
Molletières à cuisse en soie, montant de 16 à 30 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce . . .	60 »	42 »	47 »	33 »	27 »
Bas à genou en soie montant à 15 c/m au-dessus du milieu de la rotule, la pièce . . .	60 »	42 »	45 »	33 »	27 »
Bas à cuisse en soie, montant de 16 à 30 c/m au-dessus du milieu de la rotule (fig. 379), la pièce . . .	80 »	56 »	55 »	40 »	33 »

(*) Ce tissu n'est pas aussi solide que les tissus non ajourés.


BAS LACÉS EN SOIE : Ajouter aux prix des bas de soie ci-dessus :

6 francs de supplément par pièce pour les bas-jarretière ;
5 — — — — — pour les genouillères, molletières, chaussettes ;
10 — — — — — pour les bas à genou ;
12 fr. 50 — — — — — à cuisse.

BAS SANS COUTURE

Tissu fort

Fig. 308




Tissu moyen

Fig. 309



Tissu fin

Fig. 31



Le bas sans couture est un bas à pression très élastique, il ne peut convenir à la majorité des variqueux ; on peut l'employer chez des sujets fatigués et désirant un fort soutien ou encore chez certaines personnes sensibles du talon et chez lesquelles la couture est mal supportée. Le bas sans couture est beaucoup plus durable que le bas avec couture.

Bas-jarretière en coton sans couture
Chaussettes, molletières, genouillères en coton sans couture

Nous ne faisons pas le bas sans couture montant au-dessus du genou, car il est mal toléré par les variqueux.

Tissu fort ou moyen	Tissu fin
18 »	20 »
14 »	16 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

APPAREILS DE COMPRESSION

en peau de chien



Fig. 311

Les appareils de compression en peau de chien sont surtout employés, pour tenir des pansements et pour suites d'entorses, arthrites, faiblesse articulaire.

Bas lacé en peau de chien
Chaussette
Genouillère
Molleterre.

ORDINAIRE	DOUBLÉ EN CHAMOIS
25 »	32 »
15 »	20 »
15 »	20 »
15 »	20 »

Cet article est
plus doux que
l'ordinaire.

Pour mesures, voir page 25 et indiquer la jambe malade ainsi que le côté où l'on désire lacer.

Bande Drapier n° 1 pour compression ordinaire
Fig. 313

BANDES DRAPIER & FILS à trame de caoutchouc

Bande Drapier n° 1, largeur 6 c/m. Le mètre . . . 2 »
8 c/m, — . . . 2.50

Bandes Drapier et Fils

à trame de caoutchouc n° 1 ou 2

Pour bander jusqu'à la jarretière, longueur 3 m. 50, la pièce . . . 8 »
Pour bander jusqu'au-dessus du genou longueur 5 mètres, la pièce . . . 11 »
Pour bander jusqu'à la cuisse, longueur 7 mètres, la pièce . . . 15 »

Bandes du Docteur Tennesson, composées de lanières de 0 m. 40 environ, ajoutées bout à bout. Chaque lanière . . . 1.50

POUR PERSONNE MOYENNE Largeur 6 c/m		POUR PERSONNE GROSSE largeur 8 c/m
Coton	Sole	Coton
8 »	22 »	10 »
11 »	31 »	13.50
15 »	43 »	18.50




Fig. 100

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

GENOUILLÈRES POUR DOULEURS et Rhumatismes

Genouillères en tissu élastique ouaté, donnant compression et chaleur.

La pièce. (fig. 312) . . . 12 »

Genouillères en laine d'angora sans élastique

La paire . . . 20 »

Genouillères en peau de chat.

La pièce . . . 25 »

Genouillères en peau de chat doublées flanelle à l'extérieur.


La pièce . . . 30 »



Fig. 312

Pour mesures, voir page 25. — Pour les genouillères en peau de chat, indiquer pour quelle jambe et le côté où l'on désire lacer.

Bande Drapier n° 2 pour compression douce et pour les personnes craignant la chaleur. Fig. 314



Bande Drapier n° 2, largeur 6 c/m. Le mètre . . . 2 »
8 c/m. — . . . 2.50

Nous avons établi deux types de bandes correspondant aux indications les plus courantes et d'une souplesse différente, la qualité du caoutchouc employé leur permet de se prêter aux nécessités des pressions les plus diverses. Ces bandes sont très appréciées par les spécialistes qui les préfèrent de beaucoup aux bandes dites de "Crêpe" car les bandes de crêpe n'ayant aucune parcelle de caoutchouc, seule matière susceptible de fournir une élasticité durable, se détendent rapidement et exercent bientôt une compression brutale.

Pour la facilité de la mise en place, nos bandes figurant au tarif ci-contre possèdent un étrier tout cousu et notre mode de fermeture du haut simple et ingénieux (fig. 100), supprime l'épingle toujours dangereuse. Une instruction détaillée pour le mode d'emploi et le nettoyage accompagne chaque bande

Bandes en crêpe marque Willot ou Velpeau, large 5 c/m. Le mètre = .95
— — — 7 c/m. — = 1.25
— — — 10 c/m. — = 1.65

Bandes entièrement en caoutchouc pur pour eczéma variqueux, large 6 c/m. Le mètre . . . 2 »


Bandes entièrement en caoutchouc pur pour eczéma variqueux, large 7 c/m. Le mètre . . . 2.50

SUSPENSOIRS

HYDROCÈLE — VARICOCÈLE — EPIDIDYMITE

Mesures et renseignements à fournir. — Donner le tour du corps de la personne, pris sur le gros des hanches; la taille de hauteur et le volume approximatif des parties (petites, moyennes ou grosses).

Suspensoirs Poches mobiles avec ou sans sous-cuisses



entièrement tricotés à la main, brevetés s. g. d. g., sans couture, en coton, en fil et en soie.

Ces suspensoirs, d'un nettoyage facile, sont aussi doux que d'un bon maintien.

Le dispositif de leur moyen d'attache, composé de trois rangées de boutonnières, permet la variation de leur taille et de leur forme.

EN COTON OU EN FIL

Prix des Poches	jusqu'au n° 9	2.50
(Le n° 9 correspond à la taille moyenne).	du n° 10 au 14	3 »
	du n° 15 au 18	4 »
	du n° 19 au 20	5 »
	du n° 21 au 24	6 »
(Le n° 24 correspond au volume d'une tête d'enfant).	du n° 25 au 30	7 »
	du n° 30 au 35	8 »


EN SOIE

jusqu'au n° 9	8 »
Plus grandes, 9 francs et au-dessus.	

Prix des Ceintures	Elastiques étroites.	2 »	Tricotées coton 1/2 larges	4 »
	— larges	2.50	— larges	5 »
	— soie.	4 »	Tricotées soie	8 »

Suspensoirs Poches fixes avec ou sans sous-cuisses

Ces suspensoirs, en tricot au métier, se construisent avec ceintures entièrement en toile ou demi-elastiques et se font en plusieurs qualités.



2 ^e Qualité (écru)	Ceinture toile, jusqu'au n° 4.	1.25
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9.	1.50
	Ceinture 1/2 élastique, jusqu'au n° 4.	1.50
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9.	1.75
1 ^{re} Qualité (gris fort)	Ceinture toile, jusqu'au n° 4.	2 »
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9.	2.50
	Ceinture 1/2 élastique, jusqu'au n° 4.	3 »
	— taille hydrocèle, n° 5 au 9.	3.50
Blancs. Ceinture toile, jusqu'au n° 4.		2.50
— taille hydrocèle, n° 5 au 9.		3 »
Soie rose. Ceinture toile blanche, jusqu'au n° 4.		4 »
— — — — — taille hydrocèle, n° 5 au 9.		4.50

Nettoyage. — Laisser tremper les suspensoirs dans de l'eau de son tiède pendant une nuit, savonner ensuite légèrement, rincer à l'eau froide plusieurs fois et laisser sécher à l'ombre.

Suspensoirs Poches mobiles avec ou sans sous-cuisses

tricot au métier

Dans ces suspensoirs, la poche indépendante se boutonne ou s'agrafe à la ceinture élastique.

Possédant deux rangées d'œillets ou de boutonnières, on peut varier la grandeur de la poche.

Lorsque la poche est sans sous-cuisses, elle est bordée d'élastique à sa partie arrière pour assurer la bonne contention.

Prix des poches, du n° 1 au 4 1.50

— taille hydrocèle, du n° 5 au 9. 2 »


Prix des ceintures. 1.50

En qualité secondaire, nous fabriquons des suspensoirs dont la ceinture passe dans la tête de la poche disposée en coulisseau.

Prix des poches, jusqu'au n° 4. 1 »

— taille hydrocèle, du n° 5 au 9. 1.25

Prix des ceintures, en tissu élastique 1 »



Suspensoir modèle Drapier et Fils

spécial pour tous les Sports


(MODÈLE DÉPOSÉ)

Ce suspensoir, entièrement construit en tissu élastique large et très souple, assure une parfaite contention des parties qu'il ramène en avant et relève sur le pubis, les mettant ainsi à l'abri de tous les chocs et assurant une suspension très effective, sans aucune gêne dans les exercices les plus difficiles ou les plus violents.

Par son adaptation et sa construction spéciales, n'étant pourvu d'aucun bouton, agrafe ou boucle, il se moule complètement au corps et se dissimule même sous un maillot. Ce suspensoir est employé avec succès par tous les cyclistes, jockeys, gymnasiarques et, en général, par tous les professionnels des sports.

Suspensoir Drapier et Fils, coton écriu. 6.50

Suspensoir en soie 12 »



SUSPENSIRS (Suite)

ORCHITE




Fig. 273.

Suspensoir du docteur Horand. Ce suspensoir est destiné à la suspension absolue et la compression du scrotum; il est fourni avec un tissu imperméable amovible. 6 »

ECZEMA DU SCROTUM Sudation




Fig. 274.

Suspensoir en caoutchouc pur pour la sudation du scrotum dans les cas d'eczéma.
Pour enfants. 4 » Pour adultes. 6 »
Pour mesures, voir page 29. Grandes tailles de 8 à 20 fr.

HERNIES IRRÉDUCTIBLES ET HYDROCELES




Fig. 106.

Suspensoirs pour hernies irréductibles, poche tissu peau de diable, ceinture bordée chamois, depuis 25 francs.
(Pour renseignements complémentaires, voir page 10).

Étuis de propreté tout en caoutchouc pour préserver le linge des taches dans les affections vénériennes ou pansements locaux, sans ceinture, pouvant s'adapter sur un suspensoir 1.50; avec ceinture 4 fr.

APPAREILS pour HÉMORROÏDES



Fig. 70.

Appareils pour hémorroïdes avec ceinture (fig. 70) 25 »
Appareils pour la chute du rectum avec ceinture. 25 »
Ces appareils rendent de très, grands services aux personnes atteintes d'hémorroïdes et procurent un soulagement considérable en refoulant celles-ci à l'intérieur.

Mesures à fournir : circonférence à la taille.
Dire si la personne est petite, grande ou moyenne,
Peut-on entrer facilement un ou deux doigts dans l'anus et à quelle profondeur pour obtenir un soulagement.

APPAREILS pour ANUS ILIAQUE, FISTULE, MÉAT HYPOGASTRIQUE




Fig. 1885.

Appareil pour anus contra nature, avec ceinture élastique (fig. 1885). 50 »




Fig. 275.

Appareil du Dr A. Reverdin (fig. 275), avec ceinture élastique. 45 »
Poches de rechange, la pièce. 9 »
Appareil du Dr A. Reverdin, monté sur ressort de bandage Camper 60 »




Fig. 276.

Appareil pour fistule anale ou pour fistule biliaire, ou pour méat hypogastrique.
Suivant l'usage auquel ils sont destinés, ces appareils varient légèrement de forme.
Appareil avec coquille métallique recouverte caoutchouc, sans ressort (fig. 276) et ressort Dolbeau. 60 »
Le même avec coquille métallique recouverte caoutchouc, sans ressort Dolbeau. 50 »
Le même sans coquille métallique, tout caoutchouc. 42 »

Mesures à fournir : Donner la circonférence du corps prise à l'endroit où existe l'ouverture, indiquer le côté, donner la longueur et largeur exacte de l'ouverture, nous dire si l'ouverture est droite ou oblique et dans quel sens.



Fig. 277.

Bassin flèche en porcelaine (fig. 277).
Petit modèle se glissant facilement
sous les malades pour uriner. 6 »

Urinal à main en verre, pour homme 3 » | Pour femme. 4 »
— en porcelaine, pour homme. 2.50
— en caoutchouc (fig. 278), pour homme 7 »
— en caoutchouc (fig. 68), pour femme, modèle déposé 10 »
— en émail, pour homme 7 » | Pour femme. 8.50
— en verre, pour homme, modèle spécial pour recueillir les dépôts de gravier 12.50



Fig. 68

URINAUX

URINAUX A MAIN



Fig. 65



Fig. 278.

Bouteille en caoutchouc (fig. 65) avec large goulot et bouchon
souple comme un gant, recouverte d'une chemisette, pour
mettre dans la poche ou sous l'oreiller 12 »
Non couverte de toile 10 »
Bouteille forme spéciale pour dames 12 »
Bouteilles ordinaires, sans bouchon . . . de 6 à 8 »

TOILES CAOUTCHOUTÉES

Pour préserver la literie des malades, des vieillards, des
nouveau-nés et pour les accouchements.

Toile caoutchoutée	Mesure à volonté
à 1 face, qualité supérieure, de 0 ^m 60 de large . . . le mètre	6 »
à 2 — — ordinaire, 1 ^m 10 —	8 »
à 2 — — supérieure, 1 ^m 10 —	11 »

Nous recommandons spécialement notre qualité supérieure; recouverte
en caoutchouc pur, elle est d'une longue durée et n'a aucun rapport avec
les articles vendus partout dans le commerce.



Fig. 62

**Urinal
spécial
pour les
Ecclésiastiques**
ne
dépassant pas
la jarretière

Excellent par sa forme et sa soup-
lesse, il est appelé à rendre de
grands services aux prêtres qui ne
peuvent abandonner l'autel ou le
confessionnal. 25 »



Fig. 60

URINAUX PORTATIFS POUR HOMMES

Pour le Jour

Urinal de jour modèle Drapier et Fils
(fig. 60) en caoutchouc pur, recouvert d'une
chemisette en tissu peau de diable. 25 »
Urinal de jour tout en caoutchouc (fig. 61)
avec petite poche suspensoir 15 »
— moyenne — 18 »
— grande — 20 »
Urinal ordinaire tout en caoutchouc
sans poche suspensoir. 12 »




Fig. 61

En raison des
variations constan-
tes du caoutchouc,
nous nous résér-
vons le droit de
majorer les prix
des appareils sans
autre avis.




Fig. 63

URINAUX PORTATIFS POUR HOMMES

Pour la Nuit

Urinal de nuit pour hommes, en
caoutchouc fort (fig. 63). 25 »
Cet appareil ne peut être employé utile-
ment que chez des hommes encore jeunes.
Le même modèle se fait pour enfants
et cadets, à. 12, 15 et 20 »
Urinal de nuit spécial pour vieil-
lards (fig. 64).

Cet appareil, qui est le dernier modèle créé, donne les
meilleurs résultats partout où, par suite de la conformation
ou de la diminution des parties génitales, l'emploi des urina-
ux ordinaires a échoué. 30 »
Le même pour enfants 25 »



Fig. 64

LOCATION DE LITS MÉCANIQUES, Envoi franco sur demande du Catalogue spécial.

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

URINAUX PORTATIFS POUR DAMES

POUR LE JOUR

Urinal portatif de jour pour dames, tout en caoutchouc . . . 20 »

Urinal portatif de jour pour dames, modèle Drapier et Fils, genre fig. 66 avec tête à coulisse et ceinture élastique démontable. . . 25 »

Fig. 66




Fig. 93

ALÈZES




Fig. 88

Alèze en caoutchouc pur (fig. 88) avec gros tube central et baguettes en bois latérales, permettant de bien tendre l'alèze.

En caoutchouc pur .	pour enfants	70 X 80	38 »
	pour adultes	100 X 100	50 »
En toile caoutchoutée	pour enfants	75 X 100	24 »
	pour adultes	100 X 100	35 »

Le coussin (fig. 69, page 33) rend également de grands services aux personnes alitées.




Fig. 67

POUR LA NUIT

Urinal portatif de nuit pour dames (fig. 67). Ce modèle constitue un appareil d'une application sûre à la fois pour le jour et la nuit. 40 »

MESURES POUR DAMES

Donner la circonférence du corps prise sur les hanches, la hauteur approximative de la personne.

NETTOYAGE. — Les appareils en caoutchouc se nettoient à l'eau tiède avec une légère addition de vinaigre.

Tous les corps gras décomposent le caoutchouc.



Fig. 71

COUSSINS EN CAOUTCHOUC

COUSSINS CAOUTCHOUC MOULÉ

Mélange de 1^{re} qualité
(Les coussins en caoutchouc moulé ne peuvent être réparés).

Diamètres . .	30	35	40	45	50
Rond et fer à cheval (fig. 71 et 97)	13	15	20	25	30
1/2 rond et carré (fig. 92 et 93)	15	17	22	27	32

Avec fond	
pour les coussins de 30, 35 et 40, suppl ^m .	4 »
— — — 40, 45 — —	5 »
— — — 50 — —	6 »

Nota. — En raison des variations constantes du caoutchouc, nous réservons le droit de majorer les prix des appareils sans autre avis.




Fig. 101

COUSSINS POUR EXCORIATION DU TALON

(fig. 101), de 10 c/m de diamètre	4 »
Le même de 12 c/m —	5 »
— de 14 c/m —	6 »
— de 16 c/m —	7 »

COUSSINS CAOUTCHOUC PUR

Diamètres . .	30	35	40	45	50
Rond et fer à cheval (fig. 71 et 97)	15	20	25	30	40
1/2 rond et carré (fig. 92 et 93)	18	23	28	33	43

Avec fond	
pour les coussins de 30, 35 et 40, suppl ^m 6 m.	6 »
— — — 40, 45 — —	8 »
— — — 50 — —	10 »

Coussins-Oreillers pour le voyage, se gonflant à volonté, en caoutchouc soie, de 25 X 40. . . 16 » | 35 X 50. . . 18 »

Banquettes pour voitures, automobiles, etc., en caoutchouc recouvert de drap vert, bleu ou marron 40 X 35 25 » ; 40 X 45 40 »




Fig. 97

LOCATION DE LITS MÉCANIQUES (Envoi du Catalogue spécial sur demande).

MATELAS




Fig. 73

Matelas en caoutchouc (fig. 73) se gonflant à l'air ou à l'eau.

25x35	35x40	40x60
30 »	45 »	60 »
50x70	60x80	70x90
80 »	105 »	140 »
80x105	85x120	
180 »	225 »	

Coussin-Bidet (fig. 69) en caoutchouc pur avec fond et tube d'écoulement que l'on place à travers un matelas.

Son emploi est surtout indiqué pour les malades atteints de paralysie, car en outre des services qu'il rend comme urinal, il remplace le coussin ordinaire de caoutchouc et évite les escharres que produit forcément un long séjour au lit.

Prix 40 »

En raison des variations constantes du caoutchouc, nous nous réservons le droit de majorer les prix des appareils en caoutchouc sans autre avis.

APPAREILS EN CAOUTCHOUC

POUR ECZÉMAS



Fig. 279

Bonnet en caoutchouc pur avec oreilles.
Enfants. 3.50
Adultes (fig. 279) 5 »

Mesures. — Donner le tour de tête.



Fig. 280

Chaussons en caoutchouc pur (fig. 280), longueur jusqu'à 22 c/m., la paire. 3.50
De 23 à 30 c/m., la paire. 5.50

Chaussettes en caoutchouc pur.
La paire. 7 »

Mesures. — Donner la pointure du pied.



Fig. 281

Gants en caoutchouc pur avec pouce intérieur.
La paire. 10 »

Mesures. — Donner la pointure du gant de ville.



Fig. 282

Masques en caoutchouc pur (fig. 282).
La pièce 10 »

Dire pour quel âge.

Suspensoirs en caoutchouc pur (voir fig. 274, page 30).

Bande en caoutchouc pur, largeur 6 c/m. 2.50

Le mètre. 2.50

COUSSIN-BIDET




Fig. 69

VENTOUSES — SCARIFICATEURS



Fig. 1766

Ventouses en verre, petites (p^r enfants).
— moyennes (fig. 1766) 0.40
— grandes. 0.50
— avec balle en caoutchouc. 2.50

— en verre, avec robinet cuivre (fig. 1766) 3.50
— tire-lait, en verre, avec robinet cuivre. 4 »

Pompe aspirante, p^r ventouses à robinet
Tube intermédiaire p^r pompe à ventouse
Lampes à alcool pour la pose des ventouses, en cuivre poli, qualité ordinaire
Lampes à alcool pour la pose des ventouses, en cuivre nickelé. 14 »

Scarificateurs nickelés (fig. 154), 6 lames
— 8 — 16 »
— 10 — 20 »



Fig. 110



Fig. 154

BOITES POUR VENTOUSES

Boîte en bois façon noyer, à compar-
tements. 20 »

Comprenant :
6 ventouses en verre, petites. 2.40
12 — moyennes. 4.80
6 — grandes. 3 »
4 » 1 lampe à alcool, cuivre 5 »
8 » 1 scarificateur nickelé, 8 lames 16 »
Total. 51.20

Boîte en noyer, pour ventouses à
robinet (fig. 110). 15 »

Comprenant :
1 pompe aspirante. 8 »
1 tube intermédiaire. 3 »
3 ventouses à robinet. 10.50
1 scarificateur 8 lames 16 »
Total. 52.50

PESSAIRES

Pessaires pour antéverson

PESSAIRES

à TUBE



Fig. 48.

Pessaire de Gariel (fig. 48), en caoutchouc souple, se gonflant à volonté 5 »

Insufflateur pour gonfler les pessaires de Gariel 5 »

Pessaire ovale dit en gimblote, en caoutchouc souple se gonflant à volonté (fig. 52) 5 »

Le même, de forme ronde 5 »

Insufflateur pour gonfler les pessaires à tube 5 »



Fig. 52.



Fig. 49.

Pessaire en anneau flexible du docteur Dumontpallier (fig. 49), jusqu'au n° 8 3 »

du n° 9 au 12 5 »

Pessaire en anneau flexible avec membrane (fig. 315) 5 »

Pessaire en caoutchouc gonflé à air fixe, forme ronde 2 50



Fig. 315.



Fig. 316.

Pessaire de Hodge, malléable (fig. 316) 3 »

Ce pessaire est composé d'une tige en étain recouverte de caoutchouc qui permet de modifier la forme à volonté suivant le cas.

Pessaire de Hodge en caoutchouc durci 3 »

Pessaire de Zwanck, en ébonite, dit pessaire pepillon 7 »



Fig. 51.

Pessaire de Sims, en aluminium (fig. 51), ce pessaire se fait de 7 tailles :

41	×	60	m/m
43	×	65	—
45	×	70	—
47	×	75	—
49	×	80	—
51	×	85	—
53	×	90	—

Prix 5 »

MESURES : Indiquer le numéro de pessaire que l'on désire.

RÉTROVERSION



Fig. 317.

Pessaire avec anse, du Dr A. Burty.

Ce pessaire est composé d'un anneau flexible de Dumontpallier sur lequel se montent deux branches rigides dont la partie cintrée et parallèle à la base est souple Prix 12 »

Pessaire à anse mobile, de Thomas, en caoutchouc durci 6 »



Fig. 318.

Pessaire ordinaire sans bulbe de Thomas, en caoutchouc durci 3 »

Pessaire en caoutchouc durci, à bulbe de Thomas (fig. 318) 4 »

Pessaire de Hodge, malléable (v. fig. 316) 3 »

PROLAPSUS UTÉRIN

Ces modèles rendent de grands services lorsque le prolapsus est réductible, les branches en caoutchouc viennent se fixer en avant et en arrière sur une ceinture et assurent une bonne contention.




Fig. 50.

Pessaire releveur de Borgniet avec ceinture (fig. 50) 25 »

Prix 25 »



Fig. 319.

Pessaire releveur en champignon avec ceinture (fig. 319) 25 »

Prix 25 »

Releveur avec ceinture pour déchirure du périnée, 25 »

LAVEURS

Douche d'Esmarck, de 2 litres, en tôle émaillée, avec 2 mètres de tube en caoutchouc moulé gris, robinet double olive en ébonite et canule demi-cristal fort. **7.50**

Supplément pour tube feuille anglaise rouge ou noir, épaisseur moyenne. **3 »**

— extra fort. **5 »**

Douche d'Esmarck, de 3 litres, monture caoutchouc gris moulé, avec robinet et canule. **9 »**

La même contenant 4 litres. **12 »**

— — — — — **15 »**

— — — — — **18 »**

— — — — — **25 »**

Douche d'Esmarck, de 2 litres, en tôle émaillée, avec niveau d'eau extérieur (fig. 321), avec 2 mètres de tube en caoutchouc moulé gris, robinet double olive en ébonite et canule demi-cristal fort. **18 »**

La même contenant 3 litres. **21 »**

— — — — — **25 »**

Avec **thermomètre** extérieur, en supplément. **6 »**

Avec **couvercle**. **4 »**

Douche emboutie

Fig. 320



Douche avec niveau d'eau

Fig. 321

CANULES

Douche d'Esmarck en tôle émaillée avec fond rond embouti, (modèle facilitant le nettoyage), avec 2 mètres de tube en caoutchouc moulé gris, robinet double olive en ébonite et canule demi-cristal fort, 2 litres (fig. 320). **10 »**

La même contenant 3 litres. **12 »**

— — — — — **16 »**

— — — — — **18 »**

— — — — — **21 »**

— — — — — **25 »**

Supplément pour tube feuille anglaise rouge ou noir, épaisseur moyenne. **3 »**

La même extra-forte. **5 »**

Douche d'Esmarck en caoutchouc pur, pour le voyage, avec tube, presse-tube et canule, 1 litre. **14 »**

— — — — — **16 »**

La même avec **couvercle** (fig. 84), 1 litre. **18 »**

— — — — — **20 »**

Douche d'Esmarck avec armature, métal nickelé et cloche verre. **12 »**

— — — — — avec monture complète, 2 litres. **14 »**


— — — — — 3 litres. **16 »**

Vide-bouteille. **12 »**

Broc de Pinard, tout en verre gradué. **14 »**



Fig. 84



[Fig. 913]



Fig. 82

Énéma tout en caoutchouc, pour voyage (fig. 82). **7 »**

— avec canule à injections et lavements. **8 »**



Fig. 79



Fig. 322

Canules vaginales en caoutchouc rouge avec trous latéraux et au bout. **2 »**

La même avec trous latéraux seulement. **2 »**

Canule vaginale en caoutchouc, avec 16 trous (fig. 324). **3 »**

— — — — — **4 »**



Fig. 324



Fig. 323

Canule vaginale en demi-cristal renforcé, avec trous latéraux et au bout. **0.75**

La même sans trou au bout (fig. 323). **0.75**

Les mêmes courbes. **1 »**



Fig. 325

Canule vaginale en demi-cristal renforcé avec un trou unique très large au bout (fig. 325). **0.75**

Canule vaginale forme a-perge (fig. 322), en demi-cristal renforcé. **1.25**

Spéculum grillagé en métal, de Siredey, (fig. 1913). **7.50**

Spéculum en ébonite, pour bains (fig. 799). **4 »**




Fig. 326

CANULES-SPECULUMS et SPECULUMS

Canule-spéculum (fig. 326), en métal nickelé pour injections et bains. **6 »**

Canule-spéculum de Siredey (fig. 1914), en métal nickelé. **1 »**

Spéculum grillagé en métal nickelé, pour bains (fig. 1913). **6 »**

Pour les spécumens pour examens, voir notre Catalogue d'Instruments de Chirurgie. Envoi sur demande.

CANULES pour IRRIGATIONS à 45° et 50°

Canules pour irrigations vaginales

Canules pour irrigations rectales



Fig. 1889.

Canule rectale du P^r Albarran (fig. 1889), à double courant, p^r irrigations chaudes. 15 »
Laveur à irrigations vaginales continues du D^r Dalc'hé (fig. 328). — Le laveur sans le bock 15 »

Ce modèle est constitué par un pessaire à membrane genre Dumontpallier percé de 2 trous, un donnant accès au liquide du bock, le second communiquant avec le tube évacuateur.

Indiquer le numéro de pessaire Dumontpallier que l'on désire.

Canules uréthrales en 1/2 cristal, de Janet » 60
— — avec protecteur, de Tuffier 1 »




Fig. 85.

BASSINS pour dans la position

Bassin émaillé, forme haute, sans tubulure 16 »

Le même (fig. 85) avec tubulures latérales et caoutchouc . 18 »




Fig. 329.

Bassin anglais, en émail, pour lavages; grand modèle avec tube d'écoulement émaillé, se vissant sur le bassin. . 40 »
(fig. 329)



Fig. 328.




Fig. 80.

Canule vaginale à double courant, avec cône isolant en caoutchouc et canules verre pour irrigations à 45 et 50° (fig. 80) 10 »

Canule vaginale à double courant (fig. 327), avec cône isolant en porcelaine et canule caoutchouc 6 50

Canule vaginale à double courant avec cône isolant en métal nickelé. 12 »




Fig. 327.

URÉTHRALES

Canules uréthrales à double courant, de Suarez de Mendoza. 1 50
— de Pozzi » 60

INJECTIONS

étendue

Bassin en émail, embouti (fig. 330), sans tube d'écoulement. . 12 »

Le même avec tube d'écoulement et caoutchouc 14 »




Fig. 330.

Siege pour injections prises en position couchée.

Ce modèle est articulé et peut se plier et se transporter aisément, le dossier est à élévation graduelle; l'ensemble est d'une grande stabilité.

Avec ferrures peintes = 60 »
— nickelées. = 70 »
Laqué blanc et ferrures nickelées = 80 »




Fig. 331.



Fig. 75

Boîtes pour irrigateurs, n° 2 en bois blanc.
En bois verni.
En bois verni avec tourets, fermant à clé.
Boîtes pour irrigateurs, n° 3, en bois blanc.
En bois verni.
En bois verni avec tourets, fermant à clé.

Les irrigateurs sont fournis avec leur tube et canule.

DÉSIGNATION DES GRANDEURS	CUIVRE ÉTAMÉ			ÉTAIN (Recommandé)			POLI ou MARBRE	NICKEL	PORCE- LAINE
	1 ^{re} qualité	2 ^e qualité	3 ^e qualité	1 ^{re} qualité	2 ^e qualité	3 ^e qualité			
N° 1 (3/4 de lavement)	14 »	»	» »	18 »	15 »	» »	20 »	25 »	» »
N° 2 (1/2 litre, lavement entier)	18 »	16 »	10 »	20 »	16 »	12 »	25 »	30 »	32 »
N° 3 (1 litre, double lavement)	22 »	» »	» »	25 »	20 »	16 »	32 »	40 »	40 »
N° 4 (2 litres)	60 »	» »	» »	» »	» »	» »	75 »	» »	» »
Bassots pour enfants et pour voyage	16 »	» »	» »	» »	» »	» »	18 »	20 »	» »
1 litre à jet double force	35 »	» »	» »	» »	» »	» »	45 »	» »	» »



Poires pour lavements, en caoutchouc glacé de première qualité, avec canule à lavement en os (Fig. 332) :

	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	N° 8	N° 10
Contenance en gr.	30	50	75	110	130	185	210	270
Prix.	2.60	3 »	3.50	4 »	4.50	5 »	6 »	7 »

CANULES POUR ENTÉROCLYSE

Fig. 76



Les Canules Drapier et Fils sont graduées par 5 centimètres. La disposition de leurs yeux, un à l'orifice terminal et l'autre latéral et récurrent permet toujours l'écoulement du liquide.

Tout en caoutchouc pur. Ces canules sont livrées en boîte avec une instruction pour le mode d'emploi.

Exiger la marque **DRAPIER & FILS** (fig. 76).

Canules à pénétration ordinaire, Type A, longueur 35 centimètres.	3.50
Canules à pénétration profonde, Type B, longueur 60 centimètres.	5 »
Sondes Nélaton avec godet en caoutchouc, du n° 25 à 30. La pièce.	2 »
Sondes rectales à double courant, en caoutchouc	7.50

Canules rectales pour irrigations chaudes (voir page 36).

Porte-pomade rectal en ébonite.	9 »
Dilatateurs rectaux en caoutchouc, du n° 0 au n° 11.	5 »
Dilatateurs rectaux en métal (voir mandrins de Hégar sur notre catalogue d'instruments de chirurgie).	
Ampoule en verre du docteur Bourget (de Lausanne), pour lavements huileux	2.50

SPERMATORRHÉE

Appareil à griffes de Nuck, pour la spermatorrhée. 8 »
Compresseur prostatique de Trouseau, contre les pertes séminales. 15 »

Canule rectale du docteur Albarran, à double courant, pour les irrigations chaudes (voir fig. 1889, page 36). 15 »

Appareils en Crin pur pour frictions sèches ou humides

Gants tout crin, tricot simple 2 »
Gants tout crin, tricot double (fig. 90). 2.50
— cambridge 3 » et 3.50
Gants brosses sur toile. 4 »
— moutie de laine (fig. 89). 5 »

Lanières brosses sur sangle, petite taille 7 »
— moyenne (fig. 91) 9 »
— grande 12 »
Lanières en crin tricoté. simple 6 » et double 8 »
— cambridge 10 »



Fig. 90



Fig. 91



Fig. 89



Fig. 74

SACS A EAU CHAUDE ou COMPRESSES ÉLECTRIQUES

Sacs à eau chaude ou Bouillottes en caoutchouc pur, sans anse	23×16	26×17	28×19	29×22	30×24
Prix.	7 »	9 »	11 »	13 »	15 »
— — avec anse (fig. 74)	9.50	11.50	13.50	15.50	17.50
Avec housse en flanelle, en plus.		3 »			

Bouillottes en métal, forme ovale pour l'abdomen.

ÉTAMÉE		CUIVRE		NICKELÉE	
Petit modèle.	= 3.25	Petit modèle.	= 6 »	Petit modèle.	= 7.50
Grand modèle.	= 3.75	Grand modèle.	= 7.50	Grand modèle.	= 9 »

Housse en flanelle, en plus.

Compresse électrique marchant sur courant continu ou alternatif 110 volts (fig. 333) de 34×26.

Prix. 25 »

Cette compresse se monte sur toutes les douilles de lampes électriques; elle est recouverte d'un molleton enfermé dans une toile caoutchoutée. Ce modèle est léger, souple et conserve de plus une chaleur constante de 45°.

Appareils pour douches locales d'air chaud, voir fig. 363, page 43.



Fig. 333

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS



Fig. 334

Bonnet tubulaire réfrigérant en spirale (fig. 334), à double courant.

Enfants. 36 »

Adultes. 40 »

Bonnet à glace en caoutchouc pur, simple courant.

Enfants. 10 »

Adultes. 12 »

Bonnet à glace en caoutchouc pur, avec tube de sortie dit à double courant.

Enfants. 12 »

Adultes. 14 »



g.

Vessies à glace ovales en feuille anglaise pure, avec large bouchon central à vis en aluminium (fig. 335).

18×23

6 »

25×30

8 »

21×27

7 »

30×35

9 »

Vessies à glace rondes sans bouchon.

Diam. 21 c/m . . . 4 »

— 26 c/m . . . 5 »

— 31 c/m . . . 6 »



Fig. 336

Vessies réfrigérantes rondes, avec tubes en spirale pour l'abdomen, formant courant continu (fig. 336).

16 c/m 21 c/m 27 c/m

18 » 24 » 36 »

Vessies réfrigérantes capitonnées, forme matelas avec courant continu.

16×19 21×25 27×32

18 » 22 » 30 »



Fig. 337

Vessies à glace pour les yeux.

Un œil . . . 3 »

2 yeux (fig. 337) . . . 5 »

Vessies à glace pour le cou . . . 6 »

Vessie à glace pour le dos, avec ceinture et bretelles . . . 22 »



Fig. 338

Vessie à glace pour les oreilles (fig. 338).

Prix . . . 3 »



Fig. 339.



Fig. 340.



Fig. 341.

Bout de sein en caoutchouc (fig. 340).
La pièce . . . 1 »
Le même en gomme noire . . . 1.50
Garde-lait 1/2 cristal, la paire. 1.50
Garde-lait en ébonite. — 5 »
Tire-lait en verre simple (fig. 341).
La pièce . . . 1.25
Le même, avec tube de caoutch. 1.50
Tire-lait anglais (fig. 342).
La pièce . . . 2.50
Ventouse tire-lait (fig. 339) avec réservoir. . . la pièce 5 »
Ventouse tire-lait à pompe. 15 »
Ventouses de Bier (voir catalogue Instruments de Chirurgie).




Fig. 342.

ALLAITEMENT

Biberon modèle
DRAPIER & Fils

avec tétine à soupape
Prix. 1.50




Fig. 343.

STÉRILISATEUR DRAPIER ET FILS

6 flacons (fig. 343).	10 »
Avec marmite émaillée . . .	14.50
Modèle 10 flacons . . .	20 »
Avec marmite . . .	30.50

STÉRILISATEUR du Prof. BUDIN

6 flacons avec marmite fer blanc. 12 »
Avec marmite émaillée . . . 14 »

Serre-Oreilles pour Bébés

(Fig. 506)



Fig. 506.

Indispensable chez les jeunes enfants dont les oreilles s'écartent de la tête d'une façon disgracieuse. Prix : 4 fr. Donner l'âge de l'enfant et le tour de tête.

PÈSE-BÉBÉS

Feuille de pesées du D^r Quidet :

1 feuille du premier mois . . .	la pièce	» 25
1 feuille annuelle (52 semaines) . . .		» 30
Pèse-bébé , balance 10 kgs, av. corb. vannerie (fig. 344) . . .		» 40 »
Série de poids en fonte de 9 kgs 500 . . .		» 75
— en cuivre de 500 gr. . .		» 65

Nouveau pèse-bébé du Docteur Wallich, avec hamac, pesant jusqu'à 10 kgs; sensibilité à 5 grammes, pouvant s'accrocher soit au mur par 2 pitons, soit au pied du lit des accouchées dans une maternité . . . = 72 »

Pèse-bébé de précision à cadran, modèle de poche, en étui chamois . . . = 65 »

Couveuses artificielles du P^r Tarnier, en glaces et armatures métalliques laquées blanc : 250 » — En location, par mois : 40 »




Fig. 1965.

Tire-lait de Madame Henry, modèle des Hôpitaux . . . 1.50
Téterelle bi-aspiratrice du D^r Auvard (fig. 1965) . . . 3.50




Fig. 1964.

Téterelle bi-aspiratrice du P^r Budin (fig. 1964) . . . 3.50
Gavouse en cristal du P^r Tarnier, avec sonde, pour nouveaux-nés. . . 4 »

Hochet médicamenteux du D^r Liébault

(Fig. 345.)

Ce hochet tout en caoutchouc permet de placer dans la tétine percée de trous multiples, qui se visse sur le hochet, des petits bâtons de guimauve tout préparés dans le but de faciliter la dentition, ou avec médicaments (safran, tamarin, phosphate de chaux, etc.) . . . 3 »



Fig. 345.

La boîte de bonbons. . . . » 75
Tétines de rechange. . . » 50

CORNETS ACOUSTIQUES pour la SURDITÉ



Fig. 113

Cornets acoustiques à rallonges en ébonite (fig. 113), 1 rallonge 7 »
 Les mêmes : { 2 rallonges 10 »
 { 3 rallonges 12 »

Cornets acoustiques en métal noir verni (fig. 158), 5 grandeurs : N° 00 6 »
 N° 0, 7 » N° 1, 9 » N° 2, 12 » N° 3 15 »

Cornets acoustiques en métal noir oxydé :
 Petit modèle 10 »
 Grand modèle 12 »

Petit cornet acoustique en métal oxydé se dissimulant dans la main 12 »

Cornets acoustiques en métal noir oxydé à double puissance : N° 1 16 »
 N° 2 20 » | N° 3 26 »

Conques microphones se dissimulant dans l'intérieur de l'oreille, en argent, intérieur rose La paire 12 »

Conques microphones (fig. 191) se dissimulant dans l'intérieur de l'oreille, avec pavillon large; en argent avec intérieur rose La paire 50 »

Conques vibrophones se dissimulant dans l'intérieur de l'oreille, métal doré, en ébonite La paire 56 »



Fig. 192.

Eventail acoustique en satin (fig. 192) 45 »
 Le même acoustique recouvert satin noir sans adjonction de l'éventail en satin (modèle puissant) 20 »
Canne acoustique pour messieurs 58 »



Fig. 160

Cornets acoustiques avec tube, à spirale intérieure, permettant la conversation d'appartement sans fatigue (fig. 160) 9 »
 Le même, avec gros tube de 1 mètre de longueur. 20 »

Sac à main acoustique recouvert de peau de phoque. Modèle imitant parfaitement le sac à main de dame (fig. 346 et 347).
 Force moyenne 48 »
 Modèle double force 68 »



Fig. 191

La figure 190 représente la conque ci-dessus en position dans l'oreille.



Fig. 190

Antiphones en métal nickelé, pour empêcher les sons de parvenir à l'oreille. La paire 9 »



Fig. 158

1/3 GR.




Fig. 346.

Fig. 347.

L'appareil ouvert. L'appareil fermé.

FUMIGATEURS —

Bocalrhine du Dr Moura, en porcelaine 8 »
Inhalateur de Nicolay, en émail, petite taille (fig. 1770) 10 »
Le même, grande taille (fig. 1770). 12 »
Fumigateur à vapeur 20 »
Brûleur Guasco, pour chambres de malades = 8 »
— n° 4, pour ateliers et hôpitaux = 30 »
Goudronnière pour évaporation de vapeurs de goudron 25 »

DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS

INHALATEURS — RESPIRATEURS



Fig. 348

Aérofiltre saturateur et ventilateur, modèle Drapier et Fils, pour la préservation et le traitement des maladies de poitrine 60 »
Respirateur en celluloid pour le nez et la bouche, du Dr Mackensie, avec soupapes d'inspiration et d'expiration et filtre d'ouate 15 »
Respirateur pour le nez et la bouche 7 50
 — pour la bouche, en ébonite, avec ouate interchangeable 10 »
Respirateur pour la bouche, avec treillage argent 4 »
Respirateur ordinaire 2 » et 3 »

PULVÉRISATEURS




Fig. 349

- Pulvérisateur** Richardson, avec tige ébonite et soufflerie à double ballon. 5 »
Pulvérisateur Richardson, à balle, avec tige en métal nickelé, à jet réglable avec soufflerie à double ballon (fig. 349) 6 » et 7 »
Pulvérisateur Richardson, modèle soigné, avec tige auto-désobturatrice et forte soufflerie. 12 »
Pulvérisateur Richardson, avec tige tout en verre, avec soufflerie à double ballon. 7.50




Fig. 1767

- Pulvérisateur** à vapeur, petit modèle, en métal blanc. 9 »
 à vapeur (fig. 1767), en métal blanc. 12 »
Le même, en cuivre nickelé, modèle soigné (recommandé). 16 »
Pulvérisateur à vapeur, en cuivre nickelé, marchant une demi-heure. 20 »
Le même, avec robinet. 24 »
Pulvérisateur petit modèle Lucas-Championnière, avec chaudière renforcée et tige pulvérisante, à robinet, marchant 1 heure. 45 »
Le même, avec versoir à la lampe et à la chaudière. 55 »




Fig. 119

- Pulvérisateur** à vapeur, du D^r Gapin, modèle Drapier et Fils, (déposé), avec entonnoir à déversoir et cupule pour recueillir la vapeur condensée (fig. 119).
 Modèle courant. 22 »
 Grand modèle. 30 »



Fig. 1845

- Pulvérisateur** à vaseline (fig. 1845).
 Prix. 7 »
Pulvérisateur nasal tout en verre, du docteur Ruault. 8 »
Pulvérisateur nasal, sur longue tige métal droite, olive ébonite. 7.50
Seringue nasale de Marfan, pour l'huile de vaseline, verre et ébonite. 2.50
La même, métal nickelé et corps verre, en boîte métal. 14 »

LANCE-POUDRES — SIPHONS — POIRES DE POLITZER




Fig. 1832

- Lance-poudre** de Kabiersky, en métal nickelé, avec 2 canules (fig. 1832). 12 »



Fig. 350.

- Poire de Politzer**, en caoutchouc verni rouge, première qualité, avec soupape (fig. 350). 8 »
La même, grande taille. 10 »
La même, en caoutchouc noir uni. 10 »
La même, à 2 tubulures. 12 »



Fig. 1833

- Lance-Poudre** à balle, en ébonite, avec canule droite ou courbe (fig. 1833). 5 »

- Siphon** de Weber, pour lavages du nez (fig. 351), avec balle démontable et olive porcelaine, en caoutchouc rouge. 6 »
Le même, en caoutchouc noir. 7.50



(Fig. 351)

LAVAGES D'ESTOMAC




Fig. 332.

Tube de Faucher, pour lavages d'estomac, en caoutchouc rouge glacé. 9 » | Tube du Professeur Debove pour lavages d'estomac avec raccord métal à vis (fig. 333) 11 »
Tulipe en verre 1 »




Fig. 354.

Thermomètre maxima aseptisable, modèle courant, en étui nickel ovale, long. 13 c/m (fig. 1757) 2 50
Thermomètre maxima prismatique, tout en verre 5 »
Thermomètre maxima à la minute, aseptisable, avec étranglement, contrôlé par l'Etat, avec certificat du Laboratoire des Arts et Métiers, en étui nickel 7 »
Thermomètres de haute précision, de Pillischer 12 »
Avec capsule de compression pour faire redescendre le mercure automatiquement 16 »
Thermomètres de bains avec échelle en métal poli et fluteur liège. 1 50

Tube pour lavages d'estomac du docteur Audhouy, à double courant (fig. 353) 15 » | Tube de Frémont complet pour extraction du suc gastrique et lavages d'estomac. 10 »
Tulipe en verre 1 » | Le tube seul. 18 » | Le siphon seul. 10 »

THERMOMÈTRES



Fig. 1757.




Fig. 1882

MASTICATEUR

En acier nickelé pour couper la viande (fig. 1882) 15 »

ALBUMINIMÈTRE

ANALYSE DU SUCRE - VERRERIE GRADUÉE



Fig. 356.

Aluminimètre d'Esbach sur pied bois (fig. 356). 3 »
Le même, perfectionné 7 »
Appareil complet pour analyse du sucre 30 »
Tubes à essais pour analyses La pièce 0 25
Pinces en bois pour tenir les tubes à essais 1 50
Verres gradués à pied (fig. 358), contenance 30 grammes 2 »
— 60 — 2 50
— 100 — 3 »
— 125 — 3 50
— 200 — 4 »
— 250 — 4 50
— 500 — 5 »
— 1000 — 6 50



Fig. 357.

Bocaux gradués pour urines (fig. 357)
2 litres. 4 »
3 litres. 6 »
4 litres. 8 »
Éprouvettes graduées à pied et à bec.
de 10 cc³ 2 »
de 20 — 2 50
de 30 — 3 »
de 50 — 3 50
de 100 — 4 75
de 150 — 6 50
de 200 — 7 25
de 300 — 8 50



Fig. 358.

CRACHOIRS



Fig. 359.



Fig. 109.



Fig. 360.

Crachoirs de poche (fig. 359), modèle du docteur Detweiler (2 grands) en verre, 7 fr.; en aluminium 11 »
Crachoirs de poche, en verre, couvercle nickelé 2 50
Crachoirs en porcelaine, couvercle mobile (fig. 109) 2 »
Crachoirs en émail, modèle des hôpitaux, couvercle mobile, avec couvercle percé (fig. 359) ou couvercle plein (fig. 360), diamètres :
80 m/m 2 50
90 m/m 2 75
100 m/m 3 »
Crachoir à ouverture et fermeture automatique Le Sanitor, couvercle en verre avec recouvrement métallique 8 »

HYDROTHERAPIE

AUTO-DOUCHEUR à déclanchement automatique MODÈLE DRAPIER & FILS Breveté S. G. D. G.

Verni (fig. 361) . . . Prix. 16 »
Nickelé . . . — 35 »

Collier-douche n° 1,
se montant sur un
robinet de cuisine. . . Prix. 8 »

Collier-douche n° 2,
se montant sur un
réservoir en zinc
vernî d'une conte-
nance de 18 litres. . . — 20 »

Nota. — Appareils en crin pour frictions
voir page 37.

TUBS




Fig. 362.

Tubs en zinc, fond embouti, qualité forte.

Diamètre, 70 cent. Prix. 25 »

Le même, 90 cent. — 30 »

Tubs en toile caoutchoutée pliants pour le
voyage, qualité renforcée :

70 cent. de fond Prix. 30 »

80 — — — — — — 35 »

90 — — — — — — 40 »

AIR CHAUD



Fig. 363.

Appareil pour douches
locales d'air chaud ou
d'air froid, fonctionnant
sur secteur électrique
110 volts alternatif ou
continu indistinctement.
Il se branche sur toutes
les douilles de lampes
électriques. . . 150 »

THERMO-BAIN

à chauffage extérieur permettant de se vêtir à l'intérieur après le bain, ce qui évite les refroidissements.



Fig. 364. L'Appareil pendant le bain

L'appareil « THERMO-BAIN » permet de prendre les bains d'air chaud ou bain turc, les bains de vapeur médicamenteux ou non, des fumigations sèches ou humides.

On peut donc prendre confortablement son bain chez soi, par conséquent sans risques de refroidissement en sortant de l'établissement de bain et à l'heure qui convient le mieux.




Fig. 365. L'Appareil plié




Fig. 366. Ensemble du Générateur

Le THERMO-BAIN est d'un emploi facile et sûr. Une fois plié et rangé dans son enveloppe en papier parcheminé, il n'a plus qu'une épaisseur de 5 à 6 cent. il n'est donc pas encombrant. Une notice détaillée pour son emploi accompagne chaque Thermo-Bain.

Appareil Thermo-Bain en tissu simple. = 70 »
En tissu double (recommandé pour la solidité).
Prix : = 100 »



Fig. 367. L'Appareil après le bain.

APPAREILS ÉLECTRIQUES

POUR MALADES




Fig. 1732.

Appareil d'induction voltafaradique, modèle transportable (fig. 1732), avec pile en porcelaine, fonctionnant au bichromate de potasse, avec les accessoires.

Petit modèle . 35 »
Moyen modèle 45 »
Grand modèle. 55 »



Fig. 1733.

Appareil à courant continu, modèle simplifié, avec galvanoscope et accessoires; une case contient les bocalux vides pour égoutter les éléments et une autre case les bocalux pleins pour la mise en marche.

Nombre d'éléments	6	10	15	20	25
Prix	30 »	40 »	50 »	60 »	70 »

Appareil à courant continu (fig. 368), avec collecteur, interrupteur, galvanoscope et accessoires.

Nombre d'éléments	8	12	18	24
Prix	40 »	55 »	75 »	100 »

Appareil d'induction à pile sèche, à mise en marche instantanée même genre et prix que fig. 1732).

Appareil d'induction voltafaradique, au bisulfate de mercure (fig. 1733), avec les accessoires.
Petit modèle . . . 30 »
Moyen modèle . . 40 »
Grand modèle. . . 55 »




Fig. 368.

APPAREILS DE MASSAGE

MASSAGE DE L'ABDOMEN ET DE L'ESTOMAC




Fig. 401.



Fig. 402. — Boule unie avec poignée mobile.

NOTA

Les prix ci-dessous s'entendent pour les boules vides; la charge de plomb en plus.




Fig. 403.

Boules creuses en bois (Fig. 401).
Les boules sans manches sont d'un emploi plus aisé lorsque le malade se masse lui-même.

Boules creuses en bois (Fig. 402) avec poignée mobile en tous sens

Diamètre 0 ^m 09;	pois de la boule 0 ^k 175;	pois du plomb 1 ^k .
— 0 ^m 10 1/2;	— 0 ^k 225;	— 1 ^k 500
— 0 ^m 12;	— 0 ^k 270;	— 3 ^k 370
Diamètre 0 ^m 09;	pois de la boule 0 ^k 200;	pois du plomb 1 ^k .
— 0 ^m 10 1/2;	— 0 ^k 250;	— 1 ^k 500
— 0 ^m 12;	— 0 ^k 300;	— 3 ^k 370

Grenaille de plomb servant au remplissage des boules. (Pour remplir les boules de grenaille de plomb, dévisser avec le tournevis en bois joint à l'appareil la partie de la boule où est pratiquée une encoche)

le kilo.

Unies	Strides
Fig 401.	Fig 403.
5 »	6 50
7 »	8 50
9 50	11 »
8 »	9 50
10 »	11 50
12 »	13 50
	1 25

Mode d'emploi. — Le massage de l'abdomen doit être pratiqué couché en faisant rouler la boule sur le ventre dans un mouvement giratoire de bas en haut et de droite à gauche en commençant par le flanc droit.

MASSAGE DU CORPS



Fig. 404.



Fig. 405




Fig. 406




Fig. 407.






Fig. 408.

MASSEURS POUR LA NUQUE, LES ÉPAULES, LA POITRINE, LES BRAS ET LES JAMBES
 Rouleaux à une branche sur poignée (fig. 404 et 405)
 Rouleaux à branches parallèles (fig. 406 et 407)

6
6 50
7
8 50



F. 403



F. 410

**MASSEURS p^r LE MASSAGE
 (HYGIÉNIQUE GÉNÉRAL**

Petits masseurs à poignée et à boule dévissable

Petit modèle } à boule cannelée (fig. 409) 3 50
 } à boule striée 4 50
 Grand modèle } à boule cannelée 4 50
 } à boule striée (fig. 410) 5 50

**MASSEUR POUR
 PERSONNES SENSIBLES**
 Rouleau-masseur
 à axe flexible
 du Docteur Barthélemy
 Brevet S. G. D. G.
 (fig. 411)




Fig. 411.

Le modèle (fig. 411) se recommande spécialement aux personnes sensibles, aux neurasthéniques et aux enfants, par l'extrême douceur que donne au massage l'emploi de l'axe flexible permettant au masseur de se mouler sur les parties les plus saillantes du corps.

Prix : 13 Francs.



Fig. 412.

**MASSEUR
 POUR LES DOIGTS**
 Boule cannelée avec
 manche (fig. 412)
 Prix 3 50



Fig. 413.




Fig. 414.

MASSEURS JAPONAIS POUR MASSAGE GÉNÉRAL
Petits masseurs à boule non dévissable

Petit modèle, à boule cannelée (fig. 413) 2 »
 Grand modèle, à boule cannelée (fig. 414) 2 50

RÉVEILLE-MUSCLES ou FRAPPEURS



Fig. 441

Réveille-muscles ou frappeur (fig. 441), avec manche bois, tige baleine et grosse boule caoutchouc. 9.50
 Masseurs en ivoire pour la figure (Envoi sur demande de la notice spéciale).

MASSAGE VIBRATOIRE

APPAREILS A MAIN

Appareil Veedee (Fig. 476), avec raccord n° 4, à calotte C et à boule H = 45 »
 Le même appareil en écran gainerie, intérieur veilleurs avec burette, bouteille d'huile, etc. = 56 »
 et
 15 raccords divers pour le massage des diverses parties du corps = 140 »




Fig. 476

L'appareil à main "Veedee" pour vibration mécanique est léger (environ 560 gr.) et de petit volume. Le pouvoir vibreur obtenu avec le "Veedee" est amplement suffisant pour le traitement de tous les cas où le massage mécanique peut être utile. L'appareil et les raccords n° 1 et 4 (qui sont toujours livrés avec le "Veedee", sont en général suffisants pour l'application appropriée du traitement vibratoire.

En tournant la manivelle, on met en mouvement un volant ajustable qui évolue avec rapidité à l'extrémité de l'appareil. Un tour de manivelle correspond à 50 tours de volant. Les révolutions du volant transmettent les

vibrations à tout l'appareil qui à son tour les transmet au corps.

La force vibratoire peut être augmentée ou diminuée par l'opérateur, selon les nécessités du traitement.

Différents raccords ont été construits pour le traitement d'un grand nombre de cas spéciaux. Les accessoires se montent et se démontent avec la plus grande facilité. Pour le traitement de cas spéciaux, il est préférable de se servir des raccords particuliers à chaque cas, car chacun d'eux a une action qui lui est propre. Sur demande, nous envoyons la notice complète relative aux raccords divers spéciaux.

Rouleaux Masseurs Électriques à âme flexible

du D^r BARTHÉLEMY (Breveté S. G. D. G.)




Fig. 411.

1° Rouleau uni-polaire. — Ce masseur se compose de disques en aluminium montés sur un axe flexible; il se moule sur toutes les parties même saillantes du corps, il est à la fois très doux et très puissant.

Prix du masseur uni-polaire seul 25 »

2° Rouleau bi-polaire. — Le rouleau bi-polaire est semblable au précédent; il n'en diffère que par l'adjonction d'une plaque en ébonite centrale, permettant de fixer les deux pôles électriques sur le rouleau.

Prix du masseur bi-polaire seul 30 »

L'énergie électrique est fournie aux masseurs uni-polaires et bi-polaires du D^r Barthélemy par une pile électrique indépendante dont les fils se fixent sur les rouleaux (Voir appareils électriques, page 44).

APPAREILS de MASSAGE VIBRATOIRE — SISMOTHERAPIE

Fonctionnant sur Secteur électrique ou Accumulateurs




Fig. 478.

Petit masseur vibratoire électrique
avec fil souple, se montant sur une douille de lampe électrique. Fonctionne indistinctement sur courant continu ou alternatif, 110 volts. Ce masseur est fourni avec 4 raccords, dont 2 en ébonite et 2 en caoutchouc. (Fig. 478). Prix : **180 francs.**
Avec écran gainerie, supplément **10 »**



Fig. 454

Fig. 455

ACCESSOIRES POUVANT SE VISSER SUR LA TÊTE DU TRÉMOLO :
Anneau pneumatique de 115 $\frac{3}{4}$ pour la tête, le dos, l'abdomen et l'estomac (fig. 450). **= 10 »**
Plateau ébonite à la cardan de 70 $\frac{3}{4}$ pour le cou (fig. 451) **= 12 »**
Pour le larynx, ébonite (fig. 452) **= 7 50**
Double rouleau rotatif à galets ébonite caoutchouté (fig. 453) pour le dos, l'abdomen, les bras, les jambes. **= 12 »**

Frontal pour le front, les joues, le cou, le menton et le traitement des varices (fig. 454).
Prix. **= 10 »**

Excitateurs ronds et ovales, tête gutta (fig. 455), diamètres 2 c. $\frac{1}{2}$, 4 cent. **= 7 »**
6 et 7 cent. **= 8 »**
Les mêmes avec boule ronde en caoutchouc **= 8 »**

Excitateur pour la prostate.
Prix. **= 12 »**

Nota. — Avoir soin de nous indiquer sur quel voltage l'appareil doit marcher, et le nombre de périodes lorsque l'on emploie du courant alternatif.




Fig. 453




Fig. 457.

I. Appareil trémolo pour massage vibratoire (fig. 457) à puissance et effets réglables, breveté, pouvant servir à toutes les applications de la massothérapie, y compris le massage des parties circonscrites du corps ou de parties très délicates, réglable de 0 à l'effet maximum pendant le travail et sans changer la vitesse de rotation du système.

Moteur avec rhéostat sur tabouret élégant en acajou, fonctionnant sur secteur de ville à courant continu, arbre flexible démontable, section renforcée (fig. 457) **= 400 »**
Le même sur courant alternatif **= 425 »**

Appareil genre fig. 457 fonctionnant sur secteur de ville à courant continu avec tabouret ordinaire en noyer ciré, flexible, démontable, non renforcé, moteur rond plus petit que celui de la fig. 457, avec trémolo non réglable comme amplitude rhéostat de réglage de vitesse **= 350 »**
Le même, sur courant alternatif **= 375 »**

Supplément pour appareil faradique en vue du massage vibro-faradique **= 35 »**

Appareils concusseurs à rouleau, à lanières, etc., depuis **= 6 50**

Manche spécial pour mise en marche des appareils concusseurs **= 50**



Fig. 451



Fig. 452

Sur l'appareil (fig. 457), en supprimant le flexible et le trémolo, on peut adapter une pompe pour le massage vibro-pneumatique de la peau et pour les différentes applications de l'air comprimé et du vide en thérapeutique, avec excitateurs pour le visage, les seins, le pénis etc. Cet appareil constitue une des nouveautés des plus intéressantes dans la massothérapie.

Prix de la **Pompe** avec ses accessoires. **= 160 »**

II. Dans les cas où il n'existe pas de distribution d'électricité :

Appareil trémolo complet, avec moteur de 12 à 24 volts, courant continu sur tabouret, noyer ou acajou verni, flexible démontable, arbre de forte section. **= 340 »**

Deux Batteries d'accumulateurs, dont une pouvant servir de réserve.

Éléments d'une capacité de 15 ampères-heures par batterie.

Les deux **= 280 »**

III. **Appareil transportable** pouvant servir aux mêmes applications que celui à poste fixe.

L'appareil transportable complet, boîte chêne, avec moteur et batterie de 6 accumulateurs **= 470 »**

Une batterie de rechange. **= 145 »**



Fig. 450

MÉCANOTHÉRAPIE

Notre Maison est concessionnaire exclusive, pour la France, des appareils de Mécanothérapie KNOKE et DRESSLER.

Ces appareils sont universellement reconnus, depuis plusieurs années, comme tout à fait pratiques pour le traitement, *par mouvements lents et progressifs*, des articulations ankylosées. Ils furent créés en vue de tenir lieu économiquement des appareils suédois dont le prix est fort élevé. Grâce à ces appareils perfectionnés, la mécanothérapie rationnelle est devenue à la portée des plus petits établissements médicaux.

Une installation complète, telle qu'elle est choisie le plus souvent par les médecins se compose des appareils suivants :

Un Appareil à main (ou à moteur) pour les traitements par des mouvements passifs;

Un appareil à poids pendulaire réglable, pour les traitements par des mouvements actifs.

Un appareil à pendule pour les traitements délicats des doigts et de la main.




Fig. 981. — Appareil passif disposé avec éclisses pour la rotation articulaire du poignet et la flexion de la cheville, du genou et de la hanche.




Fig. 983.

Appareil passif disposé avec éclisses pour la rotation du pied et la flexion du pied.

L'appareil passif nu sans éclisses.

Prix : * 450 francs.

Le même appareil, pourvu en plus d'une roue motrice, peut être actionné par un moteur électrique (n° 200 M) de 1/3 de cheval environ.

On règle l'amplitude du mouvement à réaliser, selon une échelle lisible de 1 à 90°, de sorte que le médecin et le malade lui-même suivent les progrès méthodiques de la rééducation qui s'opère.

ENVOI DU CATALOGUE
DÉTAILLÉ SUR DEMANDE

Appareils Passifs & Actifs

pour le TRAITEMENT des ANKYLOSES

Le prix d'ensemble de ces appareils, éclisses et accessoires divers, ne dépasse pas 1.700 à 1.800 francs.

Nous possédons les listes de plus de 600 (six cents) installations de ce type, effectuées en Europe et en France, principalement dans les pays où les lois sur les accidents du travail ont atteint leur plein effet de développement.

L'un et l'autre permettant de réaliser, à l'aide d'un jeu d'éclisses appropriées, les exercices ci-après :

Rotation articulaire du poignet. — Flexion articulaire du poignet (abduction). — Flexion du coude. — Roulement articulaire de l'épaule. — Flexion du pied. — Rotation du pied. — Flexion de la cheville, du genou et de la hanche. — Flexion du genou. — Élévation de l'épaule. — Flexion de la main et des doigts. — Flexion du corps en avant et en arrière. — Flexion latérale du corps. — Flexion du corps (avant, arrière ou latérale).




Fig. 985.

Appareil passif disposé avec éclisse pour élévation de l'épaule.




Fig. 986. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. Roulement articulaire de l'épaule (Rotation du bras).

Appareil Actif

Nu sans éclisses

Prix * 315 francs.

Dans tous les cas, la dépense d'achat de ces appareils sera considérablement moins forte que s'il s'agissait d'appareils de toute autre marque connue, et cependant, nous insistons bien sur ce point : les appareils KNOKE et DRESSLER ne le cèdent en rien aux meilleurs, soit au point de vue de l'efficacité pratique, de la solidité de construction ou de la sûreté précise du fonctionnement.

L'explication de leur prix abordable, exceptionnel, la voici :

D'abord, les constructeurs ont su éviter les mécanismes compliqués, les engrenages multiples qu'on remarque sur certains appareils, assurément remarquables au point de vue mécanique, mais excessivement coûteux.

Ensuite, le succès a permis la fabrication par grandes séries.

Enfin, le taux du bénéfice industriel et commercial a été fixé avec modération, et l'exploitation de ces appareils reste indemne de dessous financiers.

MM. les Docteurs que la question de la Mécanothérapie intéresse voudront bien s'adresser à nous avec confiance.

Nous leur enverrons, gratuitement, catalogues, devis et tous renseignements désirables sur les excellents appareils préconisés ici.

Il nous a paru que les applications mécanothérapiques devront se généraliser dans notre pays aussi largement que dans les contrées voisines, et que les médecins français trouveront là un élément fructueux fort justement apprécié de leurs confrères à l'étranger.




Fig. 987. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. Flexion articulaire du poignet.



Fig. 991. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. Flexion latérale du corps.




Fig. 989. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. Rotation articulaire de la hanche.

ENVOI DU CATALOGUE DÉTAILLÉ
SUR DEMANDE



Fig. 369.

APPAREILS contre l'ONANISME

Appareil contre l'onanisme sexe masculin (fig. 369)

	Enfant	Adulte
avec godet nickelé.	110 »	120 »
— argent.	150 »	180 »

Appareil contre l'onanisme avec ceinture cuir moulé et godet argent doré. 280 »

Indiquer l'âge de l'enfant.

Gants contre l'onanisme pour enfants, en crin blanc très dur, tricoté, garniture toile intérieure et lacets pour serrer aux poignets, la paire 10 »

MESURES : Donner la circonférence du bassin, la circonférence des cuisses, l'âge et le sexe du sujet. Pour les garçons, donner la longueur de la verge, la hauteur et la circonférence des parties.

Appareil contre l'onanisme sexe féminin.

	Enfant	Adulte
(fig. 370) avec godet nickelé.	100 »	110 »
— argent.	140 »	170 »

Appareil contre l'onanisme avec ceinture cuir moulé et godet argent doré 270 »




Fig. 370.

CAMISOLE de FORCE

Corsage de force ne prenant que le buste et les bras 28 »




Fig. 373.

MAILLOTS pour AGITÉS




Fig. 372.

Camisole de force complète (fig. 372) prenant le buste, les bras et les jambes, avec lien en croix 35 »

Maillot en forte toile pour délirants, agités inconscients, modèle du Dr Marie. 100 »




Fig. 371.

BASCULES de PRÉCISION pour CABINET MÉDICAL

Sensibles à 10 grammes.

Basculés de précision avec triangles en fer forgé. — Curseur et index en cuivre. — Tablier monté sur brides mobiles. Coussinets de brides, chapes et couteaux en acier trempé. — Fléau et réglettes en acier.

Petit modèle transportable (Poids 13 kg. 500; fig. 371) :

Tablier de 45 × 35.	Force 100 kilos	
— 45 × 35.	— 120 —	

= 105 »

= 110 »

Modèle avec appareil démonstratif à 0 m. 90 du sol (fig. 373) :

Tablier de 45 × 35.	Force 100 kilos	
— 45 × 35.	— 120 —	

= 125 »

= 140 »

TOISES

Toise Féraud pour cabinet médical. s'accrochant au mur, avec ruban métrique en acier 16 »

TABLE DES MATIÈRES

A

Accessoires pour ceintures	23
Acoustiques	40
Aéro-filtres	40
Air chaud	43
Alèzes	32
Allaitement	39
Albunimètre	42
Ampoules du Dr Bourget	37
Antiphones	40
Analyse du sucre	42
Anteversion	34
Appendicite (ceinture pour)	23
Appareils en peau de chien	28
— pour hémorroïdes	30
— pour anus iliaque	30
— pour fistule biliaire	30
— pour fistule rénale	30
— pour méat hypogastrique	30
— en caoutchouc pour eczéma	33
— pour la spermatorrhée	37
— en crin	38
— réfrigérants	38
— électriques	44
— de massage	44
— de mécanothérapie	48
— contre l'onanisme	50

B

Bandages français	4
— herniaires	3
— inguinaux	4
— anglais	11
— pour hydrothérapie	12
— pour climats tropicaux	12
— pour suite d'opération	12

C

Bandages cruraux	13
— ombilicaux	14
— précartement de la ligne blanche	15
— pour enfants	16
— pour ectopie testiculaire	17
Bandes élastiques	28
Bandes diverses	28
— en caoutchouc	33
Bas élastiques	25
Bassins	31
Bassins pour injections	36
Bains d'air chaud	43
Basculés de précision	50
Béquilles (Voir le catalogue d'orthopédie)	23
Bidets	36
Biberons	39
Bouteilles de corset	24
— en caoutchouc	33
Bonnets en caoutchouc	33
Boîtes pour ventouses	33
Bouillottes à eau chaude	38
Bonnets à glace	38
Bouts de seins	39
Bocalrhine du Docteur Moura	40
Bocaux gradués	42
Boules pour massage	44
Brassières	24
Broc	35
Brûleurs Guasco	40
Canules vaginales	35
— spéculum	35
— uréthrales	36
— vaginales pr injections à 45 degrés	36
— pour irrigations rectales	36
— à double-courant	36

D

Canules intestinales	37
Camisoles de force	50
Ceintures ombilicales	15
Ceintures	18
— de grossesse	18
— pr relâchement des symphises	18
— post-opératoire	23
— abdominales	19
— contre l'obésité	19
— en caoutchouc pur	19
— hypogastriques	20
— maillot	21
Chaussettes élastiques	27
Chaussettes	33
Chaussons en caoutchouc	33
Corselets maillots	21
Corsets-ceinture	22
— de toilette	24
— de grossesse	24
— de sport	24
Coussins en caoutchouc	52
— bidets	33
Compresseur prostatique	37
Couveuses artificielles	39
Compresses électriques	38
Cornets acoustiques	40
Conques acoustiques	40
Collier-douche	43
Crêpe (Bandes de)	28
Croissants hypogastriques	23
Crachoirs	42
Cure radicale	2-23
Dilatations	8
Dilatateurs rectaux	37
Douches pour injections	35

E

Ecartement de la ligne blanche	15
Ectopie testiculaire	17
Electricité	18
Entéroptose	44
Enémas	20
Entéroclyse	35
Epreuves	37
Epididymite	42
Escharres (coussins pour)	29
Etuis de propreté	32
Eversion	30
Eventration	7-15
Eczéma	30

F

Fauteuils pour malades	17
Feuilles de pesée	39
— de température	42
Fistule biliaire	30
— rénale	30
Frappeur	46
Fumigateurs	40

G

Gants en caoutchouc	33
— de crin	37
Garde-lait	39
Gaveuse du P ^r Tarnier	39
Gants contre l'onanisme	50
Genouillères élastiques	27
— en peau de chien	28
— pour douleurs	28
— ouatées	28
— en peau de chat	28
— en angora	28
Goudronnières	40
Gouttières (Voir catalogue d'orthopédie)	40

H	
Hernies inguinales	4
— inguino-scrotales	6
— scrotales	6
— épiploïques	6
— avec ptoses	9
— irréductibles	6
— crurales	13
— ombilicales	14
— épigastriques	15
Hémorroïdes	30
Hochets du D ^r Liébault	39
Hydrocèle	29-30
Hydrothérapie	43
I	
Inhalateurs	40
Irrigateurs	37
Instruments de chirurgie (Demander le catalogue spécial).	
L	
Laparotomie (ceintures pour)	23
Lampes pour ventouses	33
Laveurs	35
— du D ^r Dalché	36
Lavement	37
Lanières en crin	37

Lance-poudre	41
Lavage d'estomac	42
Lits mécaniques	17
M	
Maillots élastiques	21
Matelas en caoutchouc	31
Masques en caoutchouc	33
Masticateurs	42
Masseurs	44
Massage vibratoire	46-47
Maillots pour agités	50
Méathypogastrique	30
Mécanothérapie	48
Molletières élastiques	27
Moteurs électriques	47
Mobilier chirurgical. (Demander le catalogue spécial)	
O	
Orchite	30
P	
Pelotes pour le rein	23
Pessaires	34
Pèse-bébés	39
Pompes pour ventouses	33
Poires pour lavement	37

Porte pommade rectale	37
Poires de Politzer	41
Prolapsus utérin	34
Ptose abdominale	9
Pulvérisateurs	41
R	
Reins mobiles	20-23
Rétroversion	34
Releveurs utérins	34
Respirateurs	40
Réveil muscle	46
Rouleaux-masseurs	45
S	
Sangles abdominales	20
Sacs à eau chaude	38
Scarificateurs	33
Seins artificiels	24
Serre-oreilles	39
Seringues nasales	41
Siège-bidet	36
Siphons de Weber	41
Sismothérapie	47
Sous-cuisses	23
Soutien-gorge	24
Spéculums	35
Spermatorrhée	37
Stérilisateurs	39
Surdité	40

T	
Tétrelles	39
Thermomètres maxima	42
— de bains	42
Thermo-bain	43
Tissus élastiques	26
Tire-lait	39
Toile caoutchoutée	31
Toises	50
Tubes à essai	42
Tub	43
U	
Urinaux	31
V	
Varices (Bas pour)	25
Varicocèle	29
Ventouses	33-39
Vessies à glace	38
Verrerie graduée	42
Verres gradués à pied	42
Vide bouteilles	35
Voitures pour malades	17



Fig. 1760




Fig. 1768

**Envoi sur demande du Catalogue
d'Instruments de Chirurgie et Mobilier chirurgical.**

CONDITIONS DE VENTE



Les prix du présent Catalogue annulent les précédents.

Les ventes ont toujours lieu au comptant pour Paris et des arrhes sont demandées pour l'exécution des commandes.

Pour la Province et l'Étranger, lorsque le montant n'est pas joint à la lettre de commande, les appareils sont adressés contre remboursement. Les frais de retour d'argent sont à la charge du Client.

Le port et l'emballage sont toujours aux frais du Client et l'expédition faite à ses risques et périls. Les emballages ne sont pas repris. Nous engageons nos Clients à vérifier les colis à la réception afin de faire des réserves écrites s'il y avait lieu, avant de signer aucun récépissé aux transporteurs, qui sont responsables.

Dans les cas où les mesures fournies seraient erronées et entraîneraient un changement partiel ou total, les modifications sont aux frais du Client.

Sur demande nous pouvons envoyer des essayeurs ou essayeuses en Province ou à l'Étranger, dans ce cas nous comptons nos frais de déplacement et une indemnité variable selon la distance.

Les matières premières étant sujettes à de fréquentes variations, les prix du présent Catalogue peuvent être modifiés pour cette raison sans autre avis.

